



FINGERRINGSÄGE „MODELL ZOBIREI“

In Zusammenarbeit mit der Firma Medizintechnik Sattler GmbH in Königsee haben wir eine Fingerringsäge entwickelt, produziert und diese patentrechtlich schützen lassen.

Eine neue Funktionsweise, kombiniert mit hochwertigen Materialien und einer einfachen Handhabung, kennzeichnen dieses Produkt.

Mit unserem „Modell Zobirei“ können alle Ring-Materialien, von Gold bis Edelstahl (außer Wolframcarbid/Keramik), geschnitten werden. Aufgrund des federbelasteten Andrucks des Sägeblattes erfolgt eine automatische Druckregulierung.



INNOVATIV – PATENTIERT – DRUCKENTLASTEND – 24 MONATE GARANTIE



VERTRETUNG SCHWEIZ

SURGMED

RATHAUSGASSE 31

CH – 3280 MURTEN

TELEFON: +41 79 688 36 67

CONTACT@SURGMED.CH

WWW.SURGMED.CH



FINGERRINGSÄGE "MODELL ZOBIREI"

- ▶ von einer Person leicht anwendbar
- ▶ Schnellwechsler für Austausch des Sägeblattes
- ▶ Sägeblatt mit einem Durchmesser von 30 mm
- ▶ für alle Ring-Materialien – von Gold bis Edelstahl (außer Wolframcarbid/Keramik)
- ▶ bis 4mm Ringstärke in einem Schneidvorgang
- ▶ leichte Zerlegbarkeit, geringe Verletzungsgefahr
- ▶ Maschinelle Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, Autoklavierbar bei 134°C
- ▶ Automatische Druckregulierung durch einen federbelasteten Andruck des Sägeblattes
- ▶ unabhängig vom psychologischen Druck in medizinischen Notsituationen
- ▶ CE gekennzeichnet nach MDR

JETZT UNTER CONTACT@SURGMED.CH BESTELLEN

WIR GEWÄHREN AUF DAS PRODUKT 24 MONATE GARANTIE, AUSGENOMMEN VERBRAUCHSMATERIAL. SÄGEBLÄTTER SIND ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH BESTIMMT.