

# REBSTOCK®

Precision made in Germany



## LOCKING IMPLANTS AND INSTRUMENTS

/// [www.rebstock.de](http://www.rebstock.de)

51-10-010		Instrumentarium für winkelstabile Großfragment Platten und Schrauben, bestehend aus: <i>Instrument set for large fragment locking plates and screws, consisting of:</i>	
51-19-941	1 x	Behälter für Instrumentarium für winkelstabile Großfragment Platten und Schrauben	<i>Case for instrument set for large fragment locking plates and screws</i>
51-19-942	1 x	Einsatz für Schrauben	<i>Rack for screws</i>
		Instrumente	Instruments
51-19-901	2 x	Bohrer Ø 3,2 mm	<i>Drill bit Ø 3.2 mm</i>
51-19-902	1 x	Gewindeschneider für Ø 4,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 4.5 mm cortex screws</i>
51-19-903	1 x	Gewindeschneider für Ø 6,5 mm Spongiosaschrauben	<i>Tap for Ø 6.5 mm cancellous screws</i>
51-19-904	1 x	Schraubendreher, Sechskant, SW3,5	<i>Screwdriver, hex, SW3.5</i>
51-19-905	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Sechskant, SW3,5	<i>Screwdriver shaft, hex, SW3.5</i>
51-19-906	1 x	Schraubenhaltehülse	<i>Screw holding sleeve</i>
51-19-907	1 x	Kopfraumfräser	<i>Countersink</i>
51-19-908	1 x	Bohrhülse 3,2 mm / 4,5 mm	<i>Double drill guide 3.2 mm / 4.5 mm</i>
51-19-909	1 x	Bohrhülse 3,2 mm / 6,5 mm	<i>Double drill guide 3.2 mm / 6.5 mm</i>
51-19-910	1 x	DCP Bohrnhülse 3,2 mm	<i>DCP drill guide 3.2 mm</i>
51-19-911	2 x	Einsatz-Bohrhülse 3,2 mm	<i>Insert drill guide 3.2 mm</i>
51-19-912	4 x	KIRSCHNER Draht mit Gewinde Ø 2,3 mm	<i>KIRSCHNER threaded wire Ø 2.3 mm</i>
51-19-913	2 x	KIRSCHNER Drahhülse Ø 2,3 mm	<i>KIRSCHNER wire sleeve Ø 2.3 mm</i>
51-19-914	2 x	Bohrer mit Stopper Ø 4,3 mm	<i>Drill bit with stopper Ø 4.3 mm</i>
51-19-915	4 x	Bohrhülse mit Gewinde 4,3 mm	<i>Threaded drill guide 4.3 mm</i>
51-19-916	2 x	Stopper für Ø 4,3 mm Bohrer	<i>Stopper for Ø 4.3 mm drill bit</i>
51-19-917	1 x	Schraubendreher, Torx, T25	<i>Screwdriver, torx, T25</i>
51-19-918	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T25	<i>Screwdriver shaft, torx, T25</i>
51-19-919	1 x	Haltehülse für Ø 5,0 mm winkelstabile Schrauben	<i>Screw holding sleeve for Ø 5.0 mm locking screws</i>
51-19-920	1 x	Drehmoment-Schlüssel 4 Nm	<i>Torque limited wrench 4 Nm</i>
51-19-921	1 x	Bohrer Ø 5,0 mm, kanüliert	<i>Drill bit Ø 5.0 mm, cannulated</i>
51-19-922	2 x	KIRSCHNER Draht Ø 2,8 mm	<i>KIRSCHNER wire Ø 2.8 mm</i>

<b>51-19-923</b>	<b>1 x</b>	KIRSCHNER Drahhülse mit Gewinde Ø 2,8 mm	<i>KIRSCHNER threaded wire sleeve Ø 2.8 mm</i>
<b>51-19-924</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher, Torx, T30, kanüliert	<i>Screwdriver, torx, T30, cannulated</i>
<b>51-19-925</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T30	<i>Screwdriver shaft, torx, T30</i>
<b>51-19-926</b>	<b>1 x</b>	T-Handgriff mit Schnellkupplung	<i>T-handle with quick coupling</i>
<b>51-19-927</b>	<b>1 x</b>	Tiefenmessinstrument, groß	<i>Depth gauge, large</i>
<b>51-19-928</b>	<b>1 x</b>	Messlehre	<i>Measuring device</i>
<b>51-19-929</b>	<b>1 x</b>	Bohrfutterschlüssel mit Gewinde	<i>Threaded drill guide wrench</i>
<b>51-19-930</b>	<b>1 x</b>	Scharfer Haken	<i>Sharp hook</i>
<b>51-19-931</b>	<b>2 x</b>	HOHMANN Knochenhebel, breit	<i>HOHMANN bone lever, wide</i>
<b>51-19-932</b>	<b>2 x</b>	HOHMANN Knochenhebel, schmal	<i>HOHMANN bone lever, narrow</i>
<b>51-19-933</b>	<b>1 x</b>	Elevatorium, groß	<i>Elevator, large</i>
<b>51-19-934</b>	<b>1 x</b>	Elevatorium, mittel	<i>Elevator, medium</i>
<b>51-19-935</b>	<b>1 x</b>	Schränkeisen, links	<i>Bending iron, left</i>
<b>51-19-936</b>	<b>1 x</b>	Schränkeisen, rechts	<i>Bending iron, right</i>
<b>51-19-937</b>	<b>1 x</b>	Schraubenthaltepinzette	<i>Screw holding forceps</i>
<b>51-19-938</b>	<b>1 x</b>	Repositionszange, spitz	<i>Reduction forceps pointed</i>
<b>51-19-939</b>	<b>1 x</b>	Repositionszange, gerieft	<i>Reduction forceps, serrated</i>
<b>51-19-940</b>	<b>2 x</b>	Selbstzentrierende Knochenhaltezege	<i>Self-centering bone holding forceps</i>


**Proximal-laterale Femurplatte, winkelstabil**
**Proximal Lateral Femoral Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 5 mm & Ø 7.3 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 4.5 mm

 Stärke  
 thickness 6 mm

 Breite  
 width 18 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-001T	123	4	links left
51-19-002T	163	6	
51-19-003T	203	8	
51-19-004T	243	10	
51-19-005T	283	12	
51-19-006T	323	14	
51-19-007T	123	4	rechts right
51-19-008T	163	6	
51-19-009T	203	8	
51-19-010T	243	10	
51-19-011T	283	12	
51-19-012T	323	14	

**Proximal-laterale Femur/Trochanterabstützplatte, winkelstabil**  
**Proximal Lateral Femoral Locking Plate with Trochanteric Support**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 5 mm & Ø 7.3 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 4.5 mm

Stärke  
 thickness 6 mm

Breite  
 width 19.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-027T	168	4	links left
51-19-028T	208	6	
51-19-029T	248	8	
51-19-030T	288	10	
51-19-031T	328	12	
51-19-032T	368	14	
51-19-021T	168	4	rechts right
51-19-022T	208	6	
51-19-023T	248	8	
51-19-024T	288	10	
51-19-025T	328	12	
51-19-026T	368	14	



**Proximale Femur-Hakenplatte, winkelstabil**
**Proximal Femoral Locking Hook Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 5 mm & Ø 7.3 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 4.5 mm

Stärke  
thickness 6 mm

Breite  
width 18 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-046T	169	4	links left
51-19-047T	205	6	
51-19-048T	241	8	
51-19-049T	277	10	
51-19-050T	313	12	
51-19-041T	169	4	rechts right
51-19-042T	205	6	
51-19-043T	241	8	
51-19-044T	277	10	
51-19-045T	313	12	

**Proximale Femurplatte, winkelstabil**
**Proximal Femoral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 5 mm & Ø 7.3 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 4.5 mm

Stärke  
thickness 5.5 mm

Breite  
width 17.8 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-056T	124	4	links left
51-19-057T	164	6	
51-19-058T	204	8	
51-19-059T	244	10	
51-19-060T	284	12	
51-19-051T	124	4	rechts right
51-19-052T	164	6	
51-19-053T	204	8	
51-19-054T	244	10	
51-19-055T	284	12	

**Femur-Schaftplatte, winkelstabil**  
**Femoral Shaft Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	5.2 mm
Breite <i>width</i>	17.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-19-061T	124	6
51-19-062T	142	7
51-19-063T	160	8
51-19-064T	178	9
51-19-065T	196	10
51-19-066T	214	11
51-19-067T	232	12
51-19-068T	250	13
51-19-069T	268	14
51-19-070T	304	16



**Distal-laterale Femurplatte, winkelstabil**  
**Distal Lateral Femoral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	5.5 mm
Breite <i>width</i>	16 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-071T	156	5	links left
51-19-072T	196	7	
51-19-073T	236	9	
51-19-074T	276	11	
51-19-075T	316	13	
51-19-076T	156	5	rechts right
51-19-077T	196	7	
51-19-078T	236	9	
51-19-079T	276	11	
51-19-080T	316	13	




**Femur-Kondylenabstützplatte, winkelstabil**
**Femoral Condylar Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 5 mm & Ø 7.3 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 4.5 mm

Stärke  
thickness 6 mm

Breite  
width 17 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-081T	153	5	links left
51-19-082T	193	7	
51-19-083T	233	9	
51-19-084T	273	11	
51-19-085T	313	13	
51-19-086T	153	5	rechts right
51-19-087T	193	7	
51-19-088T	233	9	
51-19-089T	273	11	
51-19-090T	313	13	


**Tibia-Schaftplatte, winkelstabil**
**Tibial Shaft Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 4.5 mm

Stärke  
thickness 4.4 mm

Breite  
width 14 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-19-101T	84	4
51-19-102T	102	5
51-19-103T	120	6
51-19-104T	138	7
51-19-105T	156	8
51-19-106T	174	9
51-19-107T	192	10
51-19-108T	210	11
51-19-109T	228	12
51-19-110T	246	13
51-19-111T	264	14
51-19-112T	282	15

**Proximal-laterale Tibiaplatte, winkelstabil**  
**Proximal Lateral Tibial Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	4.2 mm
Breite <i>width</i>	16 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-121T	144	5	links left
51-19-122T	184	7	
51-19-123T	224	9	
51-19-124T	264	11	
51-19-125T	304	13	
51-19-126T	144	5	rechts right
51-19-127T	184	7	
51-19-128T	224	9	
51-19-129T	264	11	
51-19-130T	304	13	



**Proximal-laterale L-Platte für Tibia, winkelstabil**  
**Proximal Lateral Tibial Locking L-Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.5 mm
Breite <i>width</i>	13 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-141T	82	4	links left
51-19-142T	118	6	
51-19-143T	154	8	
51-19-144T	190	10	
51-19-145T	226	12	
51-19-146T	82	4	rechts right
51-19-147T	118	6	
51-19-148T	154	8	
51-19-149T	190	10	
51-19-150T	226	12	




**Proximal-mediale Tibiaplatte, winkelstabil**
**Proximal Medial Tibial Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 4 mm

Breite  
width 12 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-151T	121	5	links left
51-19-152T	147	7	
51-19-153T	173	9	
51-19-154T	199	11	
51-19-155T	225	13	
51-19-156T	251	15	
51-19-157T	121	5	rechts right
51-19-158T	147	7	
51-19-159T	173	9	
51-19-160T	199	11	
51-19-161T	225	13	
51-19-162T	251	15	

**Distal-mediale Tibiaplatte, winkelstabil**

**Distal Medial Tibial Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	4.2 mm
Breite <i>width</i>	12 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-171T	133	5	links left
51-19-172T	159	7	
51-19-173T	185	9	
51-19-174T	211	11	
51-19-175T	237	13	
51-19-176T	263	15	
51-19-177T	133	5	rechts right
51-19-178T	159	7	
51-19-179T	185	9	
51-19-180T	211	11	
51-19-181T	237	13	
51-19-182T	263	15	



**Proximal-mediale T-Platte für Tibia, winkelstabil**

**Proximal Medial Tibial Locking T-Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.8 mm
Breite <i>width</i>	14 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-191T	102	4	links left
51-19-192T	138	6	
51-19-193T	174	8	
51-19-194T	210	10	
51-19-195T	246	12	
51-19-196T	102	4	rechts right
51-19-197T	138	6	
51-19-198T	174	8	
51-19-199T	210	10	
51-19-200T	246	12	



**Distal-anterolaterale L-Platte für Tibia, winkelstabil**
**Distal Anterolateral Tibial Locking L-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

4.2 mm

 Breite  
 width

13.5 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-201T	77	5	links left
51-19-202T	103	7	
51-19-203T	129	9	
51-19-204T	155	11	
51-19-205T	181	13	
51-19-206T	207	15	
51-19-207T	233	17	
51-19-208T	259	19	
51-19-209T	77	5	rechts right
51-19-210T	103	7	
51-19-211T	129	9	
51-19-212T	155	11	
51-19-213T	181	13	
51-19-214T	207	15	
51-19-215T	233	17	
51-19-216T	259	19	

**Große Metaphysenplatte, winkelstabil**

**Large Metaphyseal Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 3.5 mm & Ø 5 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 3.5 mm & Ø 4.5 mm

Stärke  
 thickness 4 mm

Breite  
 width 14 mm

<b>TITAN TITANIUM</b>	<b>Länge [mm] Length [mm]</b>	<b>Lochzahl Holes</b>
51-19-221T	100	7
51-19-222T	118	8
51-19-223T	136	9
51-19-224T	154	10
51-19-225T	172	11
51-19-226T	190	12
51-19-227T	208	13
51-19-228T	226	14
51-19-229T	244	15
51-19-230T	262	16



**Distal-laterale Tibiaplatte, winkelstabil**
**Distal Lateral Tibial Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 5 mm

Stärke  
thickness 3.2 mm

Breite  
width 16 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-249T	77	3	links left
51-19-250T	108	5	
51-19-251T	139	7	
51-19-252T	170	9	
51-19-253T	201	11	
51-19-254T	232	13	
51-19-255T	263	15	
51-19-241T	77	3	rechts right
51-19-242T	108	5	
51-19-243T	139	7	
51-19-244T	170	9	
51-19-245T	201	11	
51-19-246T	232	13	
51-19-248T	263	15	

**Anatomisch geformte Platte für proximalen Humerus, winkelstabil**  
**Anatomically Contoured Proximal Humeral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 4 mm & Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.5 mm
Breite <i>width</i>	14 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-601T	88	3	links left
51-19-602T	114	5	
51-19-603T	140	7	
51-19-604T	166	9	
51-19-605T	192	11	
51-19-611T	101	4	rechts right
51-19-612T	127	6	
51-19-613T	153	8	
51-19-614T	179	10	
51-19-615T	205	12	



**Anatomisch geformte Platte für distal-lateralen Femur, winkelstabil**  
**Anatomically Contoured Distal Lateral Femoral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 4 mm & Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	5.5 mm
Breite <i>width</i>	18.8 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-621T	130	4	links left
51-19-622T	166	6	
51-19-623T	202	8	
51-19-624T	238	10	
51-19-625T	274	12	
51-19-626T	310	14	
51-19-631T	130	4	rechts right
51-19-632T	166	6	
51-19-633T	202	8	
51-19-634T	238	10	
51-19-635T	274	12	
51-19-636T	310	14	



**Anatomisch geformte Platte für proximal-laterale Tibia, winkelstabil**  
**Anatomically Contoured Proximal Lateral Tibial Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 4 mm &amp; Ø 5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

4.2 mm

 Breite  
 width

14.5 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-641T	120	4	links left
51-19-642T	146	6	
51-19-643T	172	8	
51-19-644T	200	10	
51-19-645T	224	12	
51-19-646T	250	14	
51-19-647T	276	16	
51-19-651T	120	4	rechts right
51-19-652T	146	6	
51-19-653T	172	8	
51-19-654T	200	10	
51-19-655T	224	12	
51-19-656T	250	14	
51-19-657T	276	16	

**Anatomisch geformte Platte für distal-mediale Tibia, winkelstabil**  
**Anatomically Contoured Distal Medial Tibial Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 4 mm & Ø 5 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
 thickness 4.2 mm

Breite  
 width 13.5 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-19-661T	94	4	links left
51-19-662T	120	6	
51-19-663T	146	8	
51-19-664T	172	10	
51-19-665T	198	12	
51-19-666T	224	14	
51-19-667T	250	16	
51-19-671T	94	4	rechts right
51-19-672T	120	6	
51-19-673T	146	8	
51-19-674T	172	10	
51-19-675T	198	12	
51-19-676T	224	14	
51-19-677T	250	16	



**Anatomisch geformte Platte für distal-anterolaterale Tibia, winkelstabil**  
**Anatomically Contoured Distal Anterolateral Tibial Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 4 mm &amp; Ø 5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

3.5 mm

 Breite  
 width

14.5 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-681T	97	4	links left
51-19-682T	123	6	
51-19-683T	149	8	
51-19-684T	175	10	
51-19-685T	201	12	
51-19-686T	227	14	
51-19-687T	253	16	
51-19-691T	97	4	rechts right
51-19-692T	123	6	
51-19-693T	149	8	
51-19-694T	175	10	
51-19-695T	201	12	
51-19-696T	227	14	
51-19-697T	253	16	

A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.

**Zur Verwendung mit Set 51-10-010**  
**To use together with set 51-10-010**

51-10-020		Instrumentarium für variabel winkelstabile Platten und Schrauben, bestehend aus: Instrument set for variable angle locking plates and screws, consisting of:	
51-19-960	1 x	Behälter für Instrumentarium für variabel winkelstabile Platten und Schrauben	Case for instrument set for variable angle locking plates and screws
51-19-961	1 x	Einsatz für Implantate	Insert for implants
		<b>Instrumente</b>	<b>Instruments</b>
51-19-950	3 x	KIRSCHNER Draht Ø 1,5 mm	KIRSCHNER wire Ø 1.5 mm
51-19-951	2 x	KIRSCHNER Drahhülse 1,5 mm für Ø 4 mm variabel winkelstabile Schrauben	KIRSCHNER wire sleeve 1.5 mm for Ø 4 mm variable angle screws
51-19-952	2 x	Bohrer Ø 3,0 mm	Drill bit Ø 3.0 mm
51-19-953	2 x	Bohrhülse mit Gewinde 3,0 mm	Threaded drill guide 3.0 mm
51-19-954	1 x	Schraubendreher, Torx, T15	Screwdriver, torx, T15
51-19-955	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T15	Screwdriver shaft, torx, T15
51-19-956	1 x	Haltehülse für Ø 3,5 mm winkelstabile Schrauben	Screw holding sleeve for Ø 3.5 mm locking screws
51-19-957	2 x	KIRSCHNER Drahhülse 2,3 mm für Ø 5,5 mm variabel winkelstabile Schrauben	KIRSCHNER wire sleeve 2.3 mm for Ø 5.5 mm variable angle screws
51-19-958	2 x	Bohrer Ø 4,2 mm	Drill bit Ø 4.2 mm
51-19-959	2 x	Bohrhülse mit Gewinde 4,2 mm	Threaded drill guide 4.2 mm

**Distal-laterale Kompressionsplatte für Femur, variabel winkelstabil**  
**Distal Lateral Femoral Variable Angle Compression Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm & Ø 7.3 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
für selbstschneidende winkelstabile Schrauben <i>for self-tapping locking screws</i>	Ø 7.3 mm
für Schrauben mit variablem Winkel <i>for variable angle screws</i>	Ø 5.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	5.5 mm
Breite <i>width</i>	16 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-19-501T	127	3	links left
51-19-502T	163	5	
51-19-503T	199	7	
51-19-504T	235	9	
51-19-505T	271	11	
51-19-506T	307	13	
51-19-507T	343	15	
51-19-511T	127	3	rechts right
51-19-512T	163	5	
51-19-513T	199	7	
51-19-514T	235	9	
51-19-515T	271	11	
51-19-516T	307	13	
51-19-517T	343	15	



**Proximal-laterale Kompressionsplatte für Tibia, variabel winkelstabil**  
**Proximal Lateral Tibial Variable Angle Compression Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
für Schrauben mit variablem Winkel <i>for variable angle screws</i>	Ø 4 mm & Ø 5.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	5.5 mm
Breite <i>width</i>	16 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-19-521T	135	4	links left
51-19-522T	171	6	
51-19-523T	207	8	
51-19-524T	243	10	
51-19-525T	279	12	
51-19-526T	315	14	
51-19-531T	135	4	rechts right
51-19-532T	171	6	
51-19-533T	207	8	
51-19-534T	243	10	
51-19-535T	279	12	
51-19-536T	315	14	

A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.

51-20-010		<b>Instrumentarium für winkelstabile Kleinfragment Platten und Schrauben, bestehend aus:</b> <i>Instrument set for small fragment locking plates and screws, consisting of:</i>	
51-26-942	1 x	Behälter für Instrumentarium für winkelstabile Kleinfragment Platten und Schrauben	<i>Case for instrument set for small fragment locking plates and screws</i>
51-26-943	1 x	Einsatz für Schrauben	<i>Rack for screws</i>
		<b>Instrumente</b>	<b>Instruments</b>
51-26-901	4 x	KIRSCHNER Draht Ø 1,2 mm	<i>KIRSCHNER wire Ø 1.2 mm</i>
51-26-902	2 x	KIRSCHNER Drahhülse Ø 1,2 mm	<i>KIRSCHNER wire sleeve Ø 1.2 mm</i>
51-26-903	2 x	Bohrer Ø 2,0 mm	<i>Drill bit Ø 2.0 mm</i>
51-26-904	2 x	Bohrhülse mit Gewinde 2,0 mm	<i>Threaded drill guide 2.0 mm</i>
51-26-905	1 x	Schraubendreher, Torx, T8	<i>Screwdriver, torx, T8</i>
51-26-906	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T8	<i>Screwdriver shaft, torx, T8</i>
51-26-907	1 x	Haltehülse für Ø 2,7 mm winkelstabile Schrauben	<i>Screw holding sleeve for Ø 2.7 mm locking screws</i>
51-26-908	1 x	Gewindeschneider für Ø 2,7 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 2.7 mm cortex screw</i>
51-26-909	4 x	KIRSCHNER Draht Ø 1,6 mm	<i>KIRSCHNER wire Ø 1.6 mm</i>
51-26-910	2 x	KIRSCHNER Drahhülse Ø 1,6 mm	<i>KIRSCHNER wire sleeve Ø 1.6 mm</i>
51-26-911	2 x	Bohrer Ø 2,8 mm	<i>Drill bit Ø 2.8 mm</i>
51-26-912	2 x	Bohrhülse mit Gewinde 2,8 mm	<i>Threaded drill guide 2.8 mm</i>
51-26-913	2 x	Bohrer Ø 2,8 mm mit Stopper	<i>Drill bit Ø 2.8 mm with stopper</i>
51-26-914	1 x	Schraubendreher, Torx, T15	<i>Screwdriver, torx, T15</i>
51-26-915	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T15	<i>Screwdriver shaft, torx, T15</i>
51-26-916	1 x	Haltehülse für Ø 3,5 mm winkelstabile Schrauben	<i>Screw holding sleeve for Ø 3.5 mm locking screws</i>
51-26-917	1 x	Drehmoment-Schlüssel 6 Nm	<i>Torque limited wrench 6 Nm</i>
51-26-918	2 x	Bohrer Ø 2,5 mm	<i>Drill bit Ø 2.5 mm</i>
51-26-919	1 x	Gewindeschneider für Ø 3,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 3.5 mm cortex screws</i>
51-26-920	1 x	Gewindeschneider für Ø 4,0 mm Spongiosaschrauben	<i>Tap for Ø 4.0 mm cancellous screws</i>
51-26-921	1 x	Haltehülse für Ø 3,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Screw holding sleeve for Ø 3.5 mm cortex screws</i>
51-26-922	1 x	Kopfraumfräser	<i>Countersink</i>

51-26-923	1 x	Schraubendreher, Sechskant, SW2,5	<i>Screwdriver, hex, SW2.5</i>
51-26-924	1 x	Schraubendreher-Einsatz, Sechskant, SW2,5	<i>Screwdriver shaft, hex, SW2.5</i>
51-26-925	1 x	DCP Bohrhülse 2,5 mm	<i>DCP drill guide 2.5 mm</i>
51-26-926	2 x	Einsatz-Bohrhülse 2,5 mm	<i>Insert drill guide 2.5 mm</i>
51-26-927	1 x	Bohrhülse 2,5 mm / 3,5 mm	<i>Double drill guide 2.5 mm / 3.5 mm</i>
51-26-928	1 x	Universal Bohrhülse 2,5 mm / 3,5 mm	<i>Universal drill guide 2.5 mm / 3.5 mm</i>
51-26-929	1 x	T-Handgriff mit Schnellkupplung	<i>T-handle with quick coupling</i>
51-26-930	1 x	Bohrfutterschlüssel mit Gewinde	<i>Threaded drill guide wrench</i>
51-26-931	1 x	Tiefenmessinstrument, klein	<i>Depth gauge, small</i>
51-26-932	1 x	Messlehre	<i>Measuring device</i>
51-26-933	2 x	HOHMANN Knochenhebel, breit	<i>HOHMANN bone lever, wide</i>
51-26-934	2 x	HOHMANN Knochenhebel, schmal	<i>HOHMANN bone lever, narrow</i>
51-26-935	1 x	Elevatorium, mittel	<i>Elevator, medium</i>
51-26-936	1 x	Schränkeisen, links	<i>Bending iron, left</i>
51-26-937	1 x	Schränkeisen, rechts	<i>Bending iron, right</i>
51-26-938	1 x	Schraubenhaltepinzette	<i>Screw holding forceps</i>
51-26-939	1 x	Repositionszange, spitz	<i>Reduction forceps, pointed</i>
51-26-940	1 x	Repositionszange, gerieft	<i>Reduction forceps, serrated</i>
51-26-941	2 x	Selbstzentrierende Knochenhaltezange	<i>Self-centering bone holding forceps</i>
51-26-944	1 x	Bohrhülse 2,0 mm / 2,5 mm	<i>Double drill guide 2.0 mm / 2.5 mm</i>
51-26-945	1 x	Tiefenmessinstrument für kleine Schrauben 2,7 - 4,0 mm	<i>Depth gauge for small screws 2.7 - 4.0 mm</i>


**Clavicula Hakenplatte, winkelstabil, Höhe 15 mm**  
**Clavicle Hook Locking Plate, Height 15 mm**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws
 Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws
 Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness
 3.6 mm

 Breite  
 width
 11 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-001T	76	2	links left
51-26-002T	91	3	
51-26-003T	106	4	
51-26-004T	122	5	
51-26-005T	149	7	
51-26-006T	76	2	rechts right
51-26-007T	91	3	
51-26-008T	106	4	
51-26-009T	122	5	
51-26-010T	149	7	


**Clavicula Hakenplatte, winkelstabil, Höhe 18 mm**  
**Clavicle Hook Locking Plate, Height 18 mm**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws
 Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws
 Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness
 3.6 mm

 Breite  
 width
 11 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-011T	76	2	links left
51-26-012T	91	3	
51-26-013T	106	4	
51-26-014T	122	5	
51-26-015T	76	2	rechts right
51-26-016T	91	3	
51-26-017T	106	4	
51-26-018T	122	5	

**Clavicula Rekonstruktionsplatte, winkelstabil**

**Clavicle Reconstruction Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	2.8 mm
Breite <i>width</i>	11 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-031T	69	6	links left
51-26-032T	80	7	
51-26-033T	92	8	
51-26-034T	104	9	
51-26-035T	116	10	
51-26-036T	128	11	
51-26-037T	140	12	
51-26-038T	151	13	
51-26-039T	161	14	
51-26-021T	59	5	rechts right
51-26-022T	69	6	
51-26-023T	80	7	
51-26-024T	92	8	
51-26-025T	104	9	
51-26-026T	116	10	
51-26-027T	128	11	
51-26-028T	140	12	
51-26-029T	151	13	
51-26-030T	161	14	




**Clavicula Platte, winkelstabil**  
**Clavicle Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

3.2 mm

 Breite  
 width

10.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-051T	95	6	links left
51-26-052T	109	7	
51-26-053T	121	8	
51-26-054T	95	6	rechts right
51-26-055T	109	7	
51-26-056T	121	8	

**Laterale Clavicula Frakturplatte, winkelstabil**

**Lateral Clavicle Fracture Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
 thickness 3.2 mm

Breite  
 width 10.7 mm

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>	<b>Lochzahl</b> <i>Holes</i>	
51-26-081T	69	3	links left
51-26-082T	81	4	
51-26-083T	94	5	
51-26-084T	108	6	
51-26-085T	123	7	
51-26-086T	136	8	
51-26-087T	69	3	rechts right
51-26-088T	81	4	
51-26-089T	94	5	
51-26-090T	108	6	
51-26-091T	123	7	
51-26-092T	136	8	




**Proximal-laterale Humerusplatte, winkelstabil**  
**Proximal Lateral Humeral Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

3.6 mm

 Breite  
 width

12 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-26-101T	106	3
51-26-102T	124	4
51-26-103T	142	5
51-26-104T	160	6
51-26-105T	178	7
51-26-106T	196	8
51-26-107T	214	9
51-26-108T	232	10
51-26-109T	250	11
51-26-110T	268	12


**Humerus Schaftplatte, winkelstabil**  
**Humeral Shaft Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

4 mm

 Breite  
 width

12 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-26-111T	72	4
51-26-112T	85	5
51-26-113T	98	6
51-26-114T	111	7
51-26-115T	124	8
51-26-116T	137	9
51-26-117T	150	10
51-26-118T	163	11
51-26-119T	176	12
51-26-120T	189	13
51-26-121T	202	14

**Distal-mediale Humerusplatte, winkelstabil**

**Distal Medial Humeral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm

Stärke  
 thickness 2.5 mm

Breite  
 width 11 mm

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>	<b>Lochzahl</b> <i>Holes</i>	
51-26-131T	77	4	links left
51-26-132T	90	5	
51-26-133T	103	6	
51-26-134T	116	7	
51-26-135T	129	8	
51-26-136T	142	9	
51-26-137T	155	10	
51-26-138T	77	4	rechts right
51-26-139T	90	5	
51-26-140T	103	6	
51-26-141T	116	7	
51-26-142T	129	8	
51-26-143T	142	9	
51-26-144T	155	10	



**Y-Platte für distalen Humerus, winkelstabil**
**Distal Humeral Locking Y-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

2 mm

 Breite  
 width

12 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-151T	77	3	links left
51-26-152T	90	4	
51-26-153T	103	5	
51-26-154T	116	6	
51-26-155T	129	7	
51-26-156T	142	8	
51-26-157T	155	9	
51-26-158T	168	10	
51-26-159T	181	11	
51-26-160T	77	3	
51-26-161T	90	4	
51-26-162T	103	5	
51-26-163T	116	6	
51-26-164T	129	7	
51-26-165T	142	8	
51-26-166T	155	9	
51-26-167T	168	10	
51-26-168T	181	11	

**Distal-posterolaterale Humerusplatte, winkelstabil**

**Distal Posterolateral Humeral Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm

Stärke  
 thickness 2.5 mm

Breite  
 width 11 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-171T	78	4	links left
51-26-172T	91	5	
51-26-173T	104	6	
51-26-174T	117	7	
51-26-175T	130	8	
51-26-176T	143	9	
51-26-177T	156	10	
51-26-178T	169	11	
51-26-179T	182	12	
51-26-180T	78	4	rechts right
51-26-181T	91	5	
51-26-182T	104	6	
51-26-183T	117	7	
51-26-184T	130	8	
51-26-185T	143	9	
51-26-186T	156	10	
51-26-187T	169	11	
51-26-188T	182	12	



**Distal-posterolaterale Humerusplatte mit lateraler Stütze, winkelstabil**  
**Distal Posterolateral Humeral Locking Plate with Lateral Support**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.7 mm &amp; Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.7 mm &amp; Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

2.5 mm

 Breite  
 width

11 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-191T	78	4	links left
51-26-192T	91	5	
51-26-193T	104	6	
51-26-194T	117	7	
51-26-195T	130	8	
51-26-196T	143	9	
51-26-197T	156	10	
51-26-198T	169	11	
51-26-199T	182	12	
51-26-200T	78	4	
51-26-201T	91	5	
51-26-202T	104	6	
51-26-203T	117	7	
51-26-204T	130	8	
51-26-205T	143	9	
51-26-206T	156	10	
51-26-207T	169	11	
51-26-208T	182	12	

**Proximal-dorsale Ulnaplatte, winkelstabil**  
**Proximal Dorsal Ulnar Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.2 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-211T	112	4	links left
51-26-212T	125	5	
51-26-213T	138	6	
51-26-214T	151	7	
51-26-215T	164	8	
51-26-216T	177	9	
51-26-217T	190	10	
51-26-218T	203	11	
51-26-219T	216	12	
51-26-220T	112	4	rechts right
51-26-221T	125	5	
51-26-222T	138	6	
51-26-223T	151	7	
51-26-224T	164	8	
51-26-225T	177	9	
51-26-226T	190	10	
51-26-227T	203	11	
51-26-228T	216	12	



**Olecranonplatte, winkelstabil**  
**Olecranon Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	2.5 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-26-231T	62	3
51-26-232T	80	4
51-26-233T	98	5




**Radius/Ulna-Schaftplatte, winkelstabil**
**Radial/Ulnar Shaft Locking Plate**


für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 3.2 mm

Breite  
width 10 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-26-234T	62	4
51-26-235T	75	5
51-26-236T	88	6
51-26-237T	101	7
51-26-238T	114	8
51-26-239T	127	9
51-26-240T	140	10
51-26-241T	153	11
51-26-242T	166	12
51-26-243T	179	13
51-26-244T	192	14


**T-Platte für distal-volaren Radius, winkelstabil**
**Distal Volar Radial Locking T-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 2 mm

Breite  
width 9 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-251T	49	3	links left
51-26-252T	58	4	
51-26-253T	67	5	
51-26-254T	76	6	rechts right
51-26-255T	49	3	
51-26-256T	58	4	
51-26-257T	67	5	
51-26-258T	76	6	

**Schräge T-Platte für distal-volaren Radius, winkelstabil**

**Distal Volar Radial Oblique Locking T-plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.7 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.7 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.8 mm
Breite <i>width</i>	7.5 mm

<b>TITAN TITANIUM</b>	<b>Länge [mm] Length [mm]</b>	<b>Lochzahl Holes</b>	
51-26-261T	45	3	links left
51-26-262T	54	4	
51-26-263T	63	5	
51-26-264T	72	6	
51-26-265T	45	3	rechts right
51-26-266T	54	4	
51-26-267T	63	5	
51-26-268T	72	6	



**Lange T-Platte für distal-volaren Radius, winkelstabil**

**Long Distal Volar Radial Locking T-Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.7 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.7 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.8 mm
Breite <i>width</i>	11 mm

<b>TITAN TITANIUM</b>	<b>Länge [mm] Length [mm]</b>	<b>Lochzahl Holes</b>
51-26-271T	60	4
51-26-272T	80	6
51-26-273T	100	8
51-26-274T	120	10
51-26-275T	140	12




**Distal-volare Radiusplatte, winkelstabil**
**Distal Volar Radial Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2.7 mm

 Stärke  
 thickness 2 mm

 Breite  
 width 9 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-284T	51	3	links left
51-26-285T	60	4	
51-26-286T	69	5	
51-26-281T	51	3	rechts right
51-26-282T	60	4	
51-26-283T	69	5	


**L-Platte für distal-dorsalen Radius, winkelstabil**
**Distal Dorsal Radial Locking L-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2.7 mm

 Stärke  
 thickness 1.5 mm

 Breite  
 width 6 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-291T	40	3	links left
51-26-292T	49	4	
51-26-293T	58	5	
51-26-294T	67	6	
51-26-295T	40	3	rechts right
51-26-296T	49	4	
51-26-297T	58	5	
51-26-298T	67	6	

**L-Platte für distal-dorsalen Radius, winkelstabil**

**Distal Dorsal Radial Locking L-Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.7 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.7 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	6 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-299T	40	3	links <i>left</i>
51-26-300T	49	4	
51-26-301T	58	5	
51-26-302T	40	3	rechts <i>right</i>
51-26-303T	49	4	
51-26-304T	58	5	



**L-Platte, schräg für distal-dorsalen Radius, winkelstabil**

**Distal Dorsal Radial Oblique Locking L-Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.7 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.7 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	6 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-311T	40	3	links <i>left</i>
51-26-312T	49	4	
51-26-313T	58	5	
51-26-314T	40	3	rechts <i>right</i>
51-26-315T	49	4	
51-26-316T	58	5	




**T-Platte für distal-dorsalen Radius, winkelstabil**
**Distal Dorsal Radial Locking T-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 6 mm

<b>TITAN TITANIUM</b>	<b>Länge [mm] Length [mm]</b>	<b>Lochzahl Holes</b>
<b>51-26-321T</b>	40	3
<b>51-26-322T</b>	49	4
<b>51-26-323T</b>	58	5


**Distal-dorsale Radiusplatte, gerade, winkelstabil**
**Distal Dorsal Radial Straight Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 6 mm

<b>TITAN TITANIUM</b>	<b>Länge [mm] Length [mm]</b>	<b>Lochzahl Holes</b>
<b>51-26-331T</b>	39	4
<b>51-26-332T</b>	57	6

**Kleine Metaphysenplatte, winkelstabil**

**Small Metaphyseal Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3 mm
Breite <i>width</i>	11 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-26-333T	73	5
51-26-334T	86	6
51-26-335T	99	7
51-26-336T	112	8
51-26-337T	125	9
51-26-338T	138	10
51-26-339T	151	11
51-26-340T	164	12
51-26-341T	177	13
51-26-342T	190	14



**Kleine T-Kompressionsplatte, 3-Loch, winkelstabil**

**Small Compression Locking T-Plate, 3 holes**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.8 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-26-351T	45	3
51-26-352T	56	4
51-26-353T	67	5
51-26-354T	78	6
51-26-355T	89	7




**Kleine T-Platte, winkelstabil**  
**Small Locking T-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.6 mm

 Breite  
 width

11 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-26-361T	46	3
51-26-362T	57	4
51-26-363T	67	5
51-26-364T	77	6
51-26-365T	88	7
51-26-366T	98	8
51-26-367T	109	9

**Schräge T-Platte, winkelstabil**  
**Oblique Locking T-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

10 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes		
51-26-379T	52	3	links left	
51-26-380T	63	4		
51-26-381T	74	5		
51-26-382T	85	6		
51-26-383T	96	7		
51-26-384T	107	8		
51-26-385T	118	9		
51-26-386T	129	10		
51-26-371T	52	3		rechts right
51-26-372T	63	4		
51-26-373T	74	5		
51-26-374T	85	6		
51-26-375T	96	7		
51-26-376T	107	8		
51-26-377T	118	9		
51-26-378T	129	10		

**Distal-posterolaterale Fibulaplatte, winkelstabil**  
**Distal Posterolateral Fibula Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.7 mm & Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	2.4 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-411T	88	4	links <i>left</i>
51-26-412T	114	6	
51-26-413T	140	8	
51-26-414T	166	10	
51-26-415T	192	12	
51-26-416T	218	14	
51-26-417T	88	4	rechts <i>right</i>
51-26-418T	114	6	
51-26-419T	140	8	
51-26-420T	166	10	
51-26-421T	192	12	
51-26-422T	218	14	



**Distale Fibulaplatte, winkelstabil**  
**Distal Fibula Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	2.5 mm
Breite <i>width</i>	11.2 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-26-431T	90	4
51-26-432T	112	6
51-26-433T	134	8
51-26-434T	156	10
51-26-435T	178	12




**Calcaneusplatte, winkelstabil**
**Calcaneal Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-441T	60	14	links left
51-26-443T	69	14	links left
51-26-442T	60	14	rechts right
51-26-444T	69	14	rechts right


**Dreizackige Calcaneusplatte, winkelstabil**
**Trident Calcaneal Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 40 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-26-451T	59	11	links left
51-26-453T	88	15	links left
51-26-452T	59	11	rechts right
51-26-454T	88	15	rechts right

**Netz-Calcaneusplatte, winkelstabil**  
**Mesh Calcaneal Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	33 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-461T	59	12	links
51-26-463T	68	12	left
51-26-462T	59	12	rechts
51-26-464T	68	12	right



**Kleine Calcaneusplatte, winkelstabil, kurz**  
**Small Calcaneal Locking Plate, Short**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	8 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-26-473T	46	8	links
51-26-474T	59	11	left
51-26-471T	46	8	rechts
51-26-472T	59	11	right



51-20-020		<b>Instrumentarium für winkelstabile Minifragment Platten und Schrauben, bestehend aus:</b> <i>Instrument set for mini fragment locking plates and screws, consisting of:</i>	
51-27-931	1 x	Behälter für Instrumentarium für winkelstabile Minifragment Platten und Schrauben	<i>Case for instrument set for mini fragment locking plates and screws</i>
		<b>Grundinstrumente</b>	<b>General Instruments</b>
51-27-901	1 x	Bohrhülse 1,1 mm / 1,5 mm	<i>Double drill guide 1.1 mm / 1.5 mm</i>
51-26-944	1 x	Bohrhülse 2,0 mm / 2,5 mm	<i>Double drill guide 2.0 mm / 2.5 mm</i>
51-27-903	1 x	Tiefenmessinstrument	<i>Depth gauge</i>
51-27-904	1 x	Handgriff mit Schnellkupplung	<i>Handle with quick coupling</i>
51-27-905	1 x	Plattenbiegezeange	<i>Plate bending pliers</i>
51-27-906	1 x	Plattenschneidezange	<i>Plate cutting forceps</i>
51-27-907	1 x	Repositionszange, spitz	<i>Reduction forceps, pointed</i>
51-27-908	1 x	Knochenzange	<i>Bone forceps</i>
51-27-909	2 x	HOHMANN Knochenhebel	<i>HOHMANN bone lever</i>
51-27-910	1 x	Elevatorium	<i>Elevator</i>
51-27-911	1 x	Knochenfeile	<i>Bone file</i>
51-27-912	1 x	Schraubenhaltepinzette	<i>Screw holding forceps</i>
51-27-913	1 x	Kopfraumfräser	<i>Countersink</i>

**1,5 mm Modul**

**1.5 mm Module**

<b>51-27-914</b>	<b>2 x</b>	Bohrer Ø 1,1 mm	<i>Drill bit Ø 1.1 mm</i>
<b>51-27-915</b>	<b>1 x</b>	Gewindeschneider für Ø 1,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 1.5 mm cortex screws</i>
<b>51-27-916</b>	<b>2 x</b>	Bohrhülse mit Gewinde 1,1 mm	<i>Threaded drill guide 1.1 mm</i>
<b>51-27-917</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T6	<i>Screwdriver shaft, torx, T6</i>
<b>51-27-918</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Kreuz, 1,5 mm / 2,0 mm	<i>Screwdriver shaft, cross, 1.5 mm / 2.0 mm</i>
<b>51-27-919</b>	<b>1 x</b>	Behälter für 1,5 mm Modul	<i>Case for 1.5 mm module</i>

**2,0 mm Modul**

**2.0 mm Module**

<b>51-27-920</b>	<b>2 x</b>	Bohrer Ø 1,5 mm	<i>Drill bit Ø 1.5 mm</i>
<b>51-27-921</b>	<b>1 x</b>	Gewindeschneider für Ø 2,0 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 2.0 mm cortex screws</i>
<b>51-27-922</b>	<b>2 x</b>	Bohrhülse mit Gewinde 1,5 mm	<i>Threaded drill guide 1.5 mm</i>
<b>51-27-917</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T6	<i>Screwdriver shaft, Torx, T6</i>
<b>51-27-918</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Kreuz, 1,5 mm / 2,0 mm	<i>Screwdriver shaft, cross, 1.5 mm / 2.0 mm</i>
<b>51-27-925</b>	<b>1 x</b>	Behälter für 2,0 mm Modul	<i>Case for 2.0 mm module</i>

**2,4 mm Modul**

**2.4 mm Module**

<b>51-27-926</b>	<b>2 x</b>	Bohrer Ø 1,8 mm	<i>Drill bit Ø 1.8 mm</i>
<b>51-27-927</b>	<b>1 x</b>	Gewindeschneider für Ø 2,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 2.5 mm cortex screws</i>
<b>51-27-928</b>	<b>2 x</b>	Bohrhülse mit Gewinde 1,8 mm	<i>Threaded drill guide 1.8 mm</i>
<b>51-27-929</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Torx, T8	<i>Screwdriver shaft, torx, T8</i>
<b>51-27-930</b>	<b>1 x</b>	Schraubendreher-Einsatz, Kreuz, 2,5 mm	<i>Screwdriver shaft, cross, 2.5 mm</i>
<b>51-27-932</b>	<b>1 x</b>	Behälter für 2,4 mm Modul	<i>Case for 2.4 mm module</i>


**Gerade Platte 1,5, winkelstabil**
**1.5 Straight Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 1.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 1.5 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

5 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**

**Länge [mm]**  
**Length [mm]**

**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-001T

29

4

51-27-002T

42

6

51-27-003T

55

8

51-27-004T

68

10


**Taillierte T-Platte 1,5, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**
**1.5 Waisted Locking T-Plate, 2 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 1.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 1.5 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

4.5 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**

**Länge [mm]**  
**Length [mm]**

**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-011T

28

4

51-27-012T

33

5

51-27-013T

39

6


**Taillierte T-Platte 1,5, winkelstabil, 3-Loch-Kopf**
**1.5 Waisted Locking T-Plate, 3 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 1.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 1.5 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

4.5 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**

**Länge [mm]**  
**Length [mm]**

**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-021T

32

5

51-27-022T

39

6

51-27-023T

46

7

**Taillierte Kondylenplatte 1,5, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**

**1.5 Waisted Condylar Locking Plate, 2 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 1.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 1.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.3 mm
Breite <i>width</i>	4.5 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-27-031T	27	4
51-27-032T	33	5
51-27-033T	38	6



**Taillierte Kondylenplatte 1,5, winkelstabil**

**1.5 Waisted Condylar Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 1.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 1.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.3 mm
Breite <i>width</i>	4.5 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>	
51-27-042T	40	6	links/left
51-27-041T	40	6	rechts/right




**Taillierte Y-Platte 1,5, winkelstabil**
**1.5 Waisted Locking Y-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 1.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 1.5 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

4.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-051T	35	5
51-27-052T	41	6
51-27-053T	46	7


**Dreidimensionale Platte 1,5, winkelstabil**
**1.5 Three-dimensionally Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 1.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 1.5 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

4.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-061T	13	4	links/left
51-27-062T	13	4	rechts/right

**Gerade Platte 2,0, winkelstabil**

**2.0 Straight Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	5.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-101T	31	4
51-27-102T	45	6
51-27-103T	59	8
51-27-104T	73	10



**2-Loch Platte 2,0, winkelstabil**

**2.0 Two Holes Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-111T	16	2



**Taillierte Platte 2,0, gerade, winkelstabil**

**2.0 Waisted Straight Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-121T	27	4
51-27-122T	41	6
51-27-123T	82	12




**Dreidimensionale Platte 2,0, winkelstabil**  
**2.0 Three-dimensionally Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2 mm

 Stärke  
 thickness

1.3 mm

 Breite  
 width

12 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-131T	19	6	links left
51-27-133T	27	8	
51-27-132T	19	6	rechts right
51-27-134T	27	8	


**Taillierte Y-Platte 2,0, winkelstabil**  
**2.0 Waisted Locking Y-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

5 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-141T	41	5
51-27-142T	48	6
51-27-143T	55	7


**Taillierte Kondylenplatte 2,0, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**  
**2.0 Waisted Condylar Locking Plate, 2 Holes in Head**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

5 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-151T	34	4
51-27-152T	40	5
51-27-153T	47	6

**Taillierte T-Platte 2,0, winkelstabil, 4-Loch-Kopf**

**2.0 Waisted Locking T-Plate, 4 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2 mm

Stärke  
 thickness 1.5 mm

Breite  
 width 5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-161T	59	8



**Taillierte T-Platte 2,0, 2-Loch, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**

**2.0 Waisted Locking T-Plate, 2 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2 mm

Stärke  
 thickness 1.5 mm

Breite  
 width 5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-171T	32	4
51-27-172T	39	5
51-27-173T	46	6




**Taillierte T-Platte 2,0, winkelstabil, 3-Loch-Kopf**
**2.0 Waisted Locking T-Plate, 3 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 2 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 2 mm

Stärke  
thickness

1.5 mm

Breite  
width

5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-181T	36	5
51-27-182T	43	6
51-27-183T	50	7


**Rotationsplatte 2,0, winkelstabil**
**2.0 Rotation Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws

Ø 2 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws

Ø 2 mm

Stärke  
thickness

1.3 mm

Breite  
width

5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-191T	38	5

**Gerade Platte 2,4, winkelstabil**

**2.4 Straight Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.4 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.5 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 6.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-201T	36	4
51-27-202T	52	6
51-27-203T	68	8
51-27-204T	84	10



**Taillierte Platte 2,4, gerade, winkelstabil**

**2.4 Waisted Straight Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.4 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.5 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-211T	30	4
51-27-212T	45	6
51-27-213T	88	12



**Taillierte Y-Platte 2,4, winkelstabil**

**2.4 Waisted Locking Y-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.4 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.5 mm

Stärke  
thickness 1.5 mm

Breite  
width 6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-221T	46	5
51-27-222T	53	6
51-27-223T	60	7




**Taillierte Kondylenplatte 2,4, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**  
**2.4 Waisted Condylar Locking Plate, 2 Holes in Head**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.4 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-231T	37	4
51-27-232T	44	5
51-27-233T	51	6


**Taillierte Kondylenplatte 2,4, winkelstabil**  
**2.4 Waisted Condylar Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.4 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-241T	53	6	links/left
51-27-242T	53	6	rechts/right


**Taillierte T-Platte 2,4, winkelstabil, 4-Loch-Kopf**  
**2.4 Waisted Locking T-Plate, 4 Holes in Head**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.4 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-251T	65	8

**Taillierte T-Platte 2,4, winkelstabil, 2-Loch-Kopf**  
**2.4 Waisted Locking T-Plate, 2 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.4 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-261T	36	4
51-27-262T	43	5
51-27-263T	50	6



**Taillierte T-Platte 2,4, winkelstabil, 3-Loch-Kopf**  
**2.4 Waisted Locking T-Plate, 3 Holes in Head**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 2.4 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 2.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	1.5 mm
Breite <i>width</i>	6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-271T	43	5
51-27-272T	50	6
51-27-273T	57	7




**L-Platte 2,4, winkelstabil**  
**2.4 Obliqued Locking L-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.4 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

7 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-281T	42	4	links left
51-27-282T	50	5	left
51-27-283T	42	4	rechts right
51-27-284T	50	5	right


**T-Platte 2,4, winkelstabil**  
**2.4 Locking T-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.4 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.5 mm

 Stärke  
 thickness

1.5 mm

 Breite  
 width

7 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-291T	40	4	
51-27-292T	47	5	

**Gebogene Fussplatte, winkelstabil**

**Foot Locking Plate, curved**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 1.55 mm

Breite  
width 6.4 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-301T	35	4
51-27-302T	50	6



**Fußplatte, winkelstabil**

**Foot Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 1.55 mm

Breite  
width 27 mm

TITAN TITANIUM	Größe Size	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-311T	L	20	4
51-27-312T	M	17	4
51-27-313T	S	16	4



**Rechteckige Fuß-Kompressionsplatte, winkelstabil**

**Foot Rectangular Compression Locking Plate**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 2.7 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 2.7 mm

Stärke  
thickness 1.55 mm

Breite  
width 13 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-321T	27	6, Short
51-27-322T	32	6, Long
51-27-323T		5



**Breite Fußplatte, gerade, winkelstabil**  
**Broad Foot Locking Plate, straight**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.7 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 2.7 mm

 Stärke  
 thickness

1.55 mm

 Breite  
 width

8.6 mm


**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-331T

57

5

51-27-332T

63

6

51-27-333T

74

7

**3D Fußplatte, winkelstabil**  
**Foot 3D Locking Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.7 mm

 Stärke  
 thickness

1.55 mm

 Breite  
 width

16 mm


**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-342T

51

6

links/left

51-27-341T

51

6

rechts/right

**Schräge T-Fußplatte, winkelstabil**  
**Foot Oblique Locking T-Plate**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 2.7 mm

 Stärke  
 thickness

1.55 mm

 Breite  
 width

9 mm


**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

51-27-352T

33

3

links/left

51-27-351T

33

3

rechts/right

**T-Fußplatte, winkelstabil**

**Foot Locking T-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm

Stärke  
 thickness 1.55 mm

Breite  
 width 9 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-27-361T	35	4
51-27-362T	44	5



**L-Fußplatte, winkelstabil**

**Foot Locking L-Plate**

für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws Ø 2.7 mm

für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws Ø 2.7 mm

Stärke  
 thickness 1.55 mm

Breite  
 width 9 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes	
51-27-371T	38	5	links/left
51-27-372T	38	5	rechts/right



51-20-030		<b>Instrumentarium für winkelstabiles Beckenplatten System, bestehend aus:</b> <i>Instrument set for pelvic locking plate system, consisting of:</i>	
51-25-931	1 x	Behälter für Instrumentarium für winkelstabile Beckenplatten	<i>Case for instrument set for pelvic locking plates</i>
51-25-930	1 x	Einsatz für Schrauben	<i>Rack for screws</i>
		<b>Instrumente</b>	<b>Instruments</b>
51-25-901	1 x	Beckenrepositionszange	<i>Pelvic reduction forceps</i>
51-25-902	1 x	Knochenhaltetestab	<i>Ball spike</i>
51-25-903	1 x	Repositionszange	<i>Reduction forceps</i>
51-25-904	1 x	FARABEUF Zange, klein	<i>FARABEUF forceps, small</i>
51-25-905	1 x	FARABEUF Zange, groß	<i>FARABEUF forceps, large</i>
51-25-906	1 x	JUNGBLUTH Repositionszange	<i>JUNGBLUTH reduction forceps</i>
51-25-907	1 x	Knochenhaken	<i>Bone hook</i>
51-25-908	1 x	Asymmetrische Zange	<i>Asymmetric forceps</i>
51-25-909	2 x	Abstützplatte	<i>Spiked disk</i>
51-25-910	1 x	Ischiasnerv-Haken, klein	<i>Sciatic nerve retractor, small</i>
51-25-911	1 x	Ischiasnerv-Haken, groß	<i>Sciatic nerve retractor, large</i>
51-25-912	1 x	Beckenhaken, groß	<i>Pelvic retractor, large</i>
51-25-913	1 x	Meißel	<i>Chisel</i>
51-25-914	1 x	Biegeschablone, gerade Platte L=16 mm	<i>Bending template, straight plate L=16 mm</i>
51-25-915	1 x	Biegeschablone, gebogene Platte R=108 mm	<i>Bending template, curved plate R=108 mm</i>
51-25-916	1 x	Biegeschablone, gerade Platte L=12 mm	<i>Bending template, straight plate L=12 mm</i>
51-25-917	1 x	Biegeschablone, gebogene Platte R=88 mm	<i>Bending template, curved plate R=88 mm</i>
51-25-918	1 x	Biegezange	<i>Bending pliers</i>
51-25-919	1 x	Universal-Schraubendreher, SW2,5	<i>Universal screwdriver, SW2.5</i>
51-25-920	1 x	Flexibler Bohrer	<i>Flexible drill bit</i>
51-25-921	1 x	Bohrer Ø 3,2 mm	<i>Drill bit Ø 3.2 mm</i>
51-25-922	1 x	Schraubendreher, Sechskant, SW3,5	<i>Screwdriver, hex, SW3.5</i>
51-25-923	1 x	Bohrhülse 3,2 mm / 4,5 mm	<i>Double drill guide 3.2 mm / 4.5 mm</i>
51-25-924	1 x	Bohrer Ø 2,8 mm, 230 mm	<i>Drill bit Ø 2.8 mm, 230 mm</i>
51-25-925	1 x	Bohrer Ø 2,5 mm, 230 mm	<i>Drill bit Ø 2.5 mm, 230 mm</i>
51-25-926	2 x	Schraubendreher, Torx, T15, 300 mm	<i>Screwdriver, torx, T15, 300 mm</i>
51-25-927	1 x	Schraubendreher, Sechskant, SW2,5, 300 mm	<i>Screwdriver, hex, SW2.5, 300 mm</i>
51-25-928	2 x	Bohrhülse mit Gewinde 2,8 mm	<i>Threaded drill guide 2.8 mm</i>
51-25-929	1 x	Universal-Schraubendreher, T15	<i>Universal screwdriver, T15</i>

**Beckenplatte, Symphesenplatte, R=75 mm, winkelstabil**  
**Pelvic Locking Plate, Pubic Symphysis, R=75 mm**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3 mm
Breite <i>width</i>	9 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-25-001T	59	4
51-25-002T	90	6



**Beckenplatte gebogen, R=88 mm, winkelstabil**  
**Pelvic Locking Plate, curved, R=88 mm**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-25-011T	46	4
51-25-012T	70	6
51-25-013T	94	8
51-25-014T	118	10
51-25-015T	142	12



**Beckenplatte gebogen, R=108 mm, winkelstabil**  
**Pelvic Locking Plate, curved, R=108 mm**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3 mm
Breite <i>width</i>	10 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-25-021T	74	5
51-25-022T	106	7
51-25-023T	138	9
51-25-024T	170	11




**Beckenplatte gerade, 16 mm, winkelstabil**
**Pelvic Locking Plate, straight, 16 mm**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 3 mm

Breite  
width 10.5 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-25-031T	75	5
51-25-032T	107	7
51-25-033T	139	9
51-25-034T	171	11
51-25-035T	203	13
51-25-036T	235	15
51-25-037T	267	17

**Beckenplatte gerade, 12 mm, winkelstabil**
**Pelvic Locking Plate, straight, 12 mm**

für winkelstabile Schrauben  
for locking screws Ø 3.5 mm

für Kortikalisschrauben  
for cortical screws Ø 3.5 mm

Stärke  
thickness 3 mm

Breite  
width 10.5 mm



TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-25-041T	71	6
51-25-042T	95	8
51-25-043T	119	10
51-25-044T	143	12
51-25-045T	167	14
51-25-046T	191	16
51-25-047T	205	18
51-25-048T	219	20

A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.

**Zur Verwendung mit Set 51-20-010**  
**To use together with Set 51-20-010**

51-60-010		Instrumentarium für winkelstabiles Kinder-Osteotomie System, bestehend aus: <i>Instrument set for pediatric osteotomy locking system, consisting of:</i>	
51-62-911		1 x	Behälter für Instrumentarium für winkelstabiles Kinder-Osteotomie System <i>Case for instrument set for pediatric osteotomy locking system</i>
		<b>Instrumente</b>	<b>Instruments</b>
51-62-901	3 x	KIRSCHNER Draht Ø 2,0 mm	<i>KIRSCHNER wire Ø 2.0 mm</i>
51-62-902	3 x	KIRSCHNER Draht mit Gewinde Ø 2,0 mm	<i>KIRSCHNER threaded wire Ø 2.0 mm</i>
51-62-903	1 x	Positioniervorrichtung für Zielblock 3,5 mm / 5,0 mm	<i>Positioner for aiming block 3.5 mm / 5.0 mm</i>
51-62-904	1 x	Zielblock 3,5 mm	<i>Aiming block 3.5 mm</i>
51-62-905	1 x	Zielblock 5,0 mm	<i>Aiming block 5.0 mm</i>
51-62-906	1 x	Zielvorrichtung für Osteotomie	<i>Positioner for osteotomy</i>
51-62-907	1 x	Zentriervorrichtung	<i>Medialization tools</i>
51-62-908	1 x	Dreieckige Zielplatte 1	<i>Triangular positioning plate 1</i>
51-62-909	1 x	Dreieckige Zielplatte 2	<i>Triangular positioning plate 2</i>
51-62-910	1 x	Dreieckige Zielplatte 3	<i>Triangular positioning plate 3</i>

**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 100°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 100°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.2 mm
Breite <i>width</i>	12 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
<b>51-62-401T</b>	75	6



**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 100°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 100°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	4.2 mm
Breite <i>width</i>	15 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
<b>51-62-402T</b>	96	6




**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 110°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 110°**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 3.5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 3.5 mm

 Stärke  
 thickness

3.2 mm

 Breite  
 width

12 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

51-62-411T

75

6


**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 110°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 110°**

 für winkelstabile Schrauben  
 for locking screws

Ø 5 mm

 für Kortikalisschrauben  
 for cortical screws

Ø 4.5 mm

 Stärke  
 thickness

4.2 mm

 Breite  
 width

15 mm

**TITAN**  
**TITANIUM**
**Länge [mm]**  
**Length [mm]**
**Lochzahl**  
**Holes**

51-62-412T

96

6

**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 120°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 120°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	3.2 mm
Breite <i>width</i>	12 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-62-421T	67	6
51-62-422T	80	7
51-62-423T	93	8



**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 120°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 120°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	4.2 mm
Breite <i>width</i>	15 mm

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>	<b>Lochzahl</b> <b>Holes</b>
51-62-424T	85	6
51-62-425T	103	7
51-62-426T	121	8




**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 150°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 150°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 3.5 mm
--	----------

für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 3.5 mm
---	----------

Stärke <i>thickness</i>	3.2 mm
----------------------------	--------

Breite <i>width</i>	12 mm
------------------------	-------

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
-------------------	---------------------------	-------------------

51-62-431T	75	6
------------	----	---


**Kinder-Osteotomieplatte für proximalen Femur 150°, winkelstabil**  
**Pediatric Proximal Femoral Osteotomy Locking Plate 150°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
--	--------

für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
---	----------

Stärke <i>thickness</i>	4.2 mm
----------------------------	--------

Breite <i>width</i>	15 mm
------------------------	-------

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
-------------------	---------------------------	-------------------

51-62-432T	96	6
------------	----	---

A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.

51-60-020		Instrumentarium für winkelstabiles DHS System, bestehend aus: <i>Instrument set for DHS locking system, consisting of:</i>	
51-64-901		1 x Behälter für Instrumentarium für winkelstabiles DHS System	<i>Case for instrument set for DHS locking system</i>
		Instrumente	Instruments
51-64-902	1 x	Bohrer Ø 4,3 mm	<i>Drill bit Ø 4.3 mm</i>
51-64-903	1 x	Bohrhülse mit Gewinde 4,3 mm	<i>Threaded drill guide 4.3 mm</i>
51-64-904	1 x	Schraubendreher, Torx, T25	<i>Screwdriver, torx, T25</i>
51-64-905	1 x	Haltehülse für Ø 5,0 mm winkelstabile Schrauben	<i>Screw holding sleeve for Ø 5.0 mm locking screws</i>
51-64-906	1 x	Bohrfutterschlüssel mit Gewinde	<i>Threaded drill guide wrench</i>
51-64-907	1 x	Bohrer Ø 3,2 mm	<i>Drill bit Ø 3.2 mm</i>
51-64-908	1 x	Schraubendreher, Sechskant, SW3,5	<i>Screwdriver, hex, SW3.5</i>
51-64-909	1 x	Gewindeschneider für Ø 4,5 mm Kortikalisschrauben	<i>Tap for Ø 4.5 mm cortex screws</i>
51-64-910	1 x	DCP Bohrhülse 3,2 mm	<i>DCP drill guide 3.2 mm</i>
51-64-911	1 x	Bohrhülse 3,2 mm / 4,5 mm	<i>Double drill guide 3.2 mm / 4.5 mm</i>
51-64-912	1 x	Tiefenmessinstrument, groß	<i>Depth gauge, large</i>
51-64-913	1 x	T-Griff mit Schnellkupplung	<i>T-handle with quick coupling</i>
51-64-914	1 x	Bohrer Ø 8,0 mm	<i>Drill bit Ø 8 mm</i>
51-64-915	1 x	Gewindeschneider für Zugschraube	<i>Tap for lag screw</i>
51-64-916	1 x	DHS Bohrer	<i>DHS reamer</i>
51-64-917	1 x	Zentrierhülse	<i>Centering sleeve</i>
51-64-918	3 x	KIRSCHNER Draht mit Gewinde Ø 2,3 mm	<i>KIRSCHNER threaded wire Ø 2.3 mm</i>
51-64-919	1 x	Zielgerät 130°	<i>Drill guide 130°</i>
51-64-920	1 x	Zielgerät 135°	<i>Drill guide 135°</i>
51-64-921	1 x	Messlehre	<i>Measuring device</i>
51-64-922	1 x	Kanalreiniger Ø 2,0 mm	<i>Cleaning stylet Ø 2.0 mm</i>
51-64-923	1 x	DHS Schlüssel	<i>DHS wrench</i>
51-64-924	1 x	Schlüssel für die Einführung / Extraktion der Schraube	<i>Screw insertion / extraction wrench</i>
51-64-925	1 x	Einschläger	<i>Impactor</i>

**Dynamische Hüftschraube 135°, winkelstabil**

**Locking Dynamic Hip Screw 135°**

für winkelstabile Schrauben <i>for locking screws</i>	Ø 5 mm
für Kortikalisschrauben <i>for cortical screws</i>	Ø 4.5 mm
Stärke <i>thickness</i>	6 mm
Breite <i>width</i>	18 mm

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	Lochzahl Holes
51-64-303T	92	3
51-64-305T	132	5
51-64-307T	172	7
51-64-309T	212	9
51-64-311T	252	11




**Zugschraube für Dynamische Hüftschraube, winkelstabil**

**Lag Screw for Locking Dynamic Hip Screw**

mit Endkappe  
*with end cap*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-64-055T	55
51-64-060T	60
51-64-065T	65
51-64-070T	70
51-64-075T	75
51-64-080T	80
51-64-085T	85
51-64-090T	90
51-64-095T	95
51-64-100T	100
51-64-105T	105
51-64-110T	110
51-64-115T	115
51-64-120T	120






Winkelstabile Schraube Ø 1,5 mm, Torx, selbstschneidend  
*Locking screw Ø 1.5 mm, torx, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-23-006T	6
51-23-007T	7
51-23-008T	8
51-23-009T	9
51-23-010T	10
51-23-011T	11
51-23-012T	12
51-23-013T	13
51-23-014T	14
51-23-015T	15
51-23-016T	16
51-23-017T	17
51-23-018T	18
51-23-019T	19
51-23-020T	20



Winkelstabile Schraube Ø 2,0 mm, Torx, selbstschneidend  
*Locking screw Ø 2.0 mm, torx, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-23-106T	6
51-23-107T	7
51-23-108T	8
51-23-109T	9
51-23-110T	10
51-23-111T	11
51-23-112T	12
51-23-113T	13
51-23-114T	14
51-23-116T	16
51-23-118T	18
51-23-120T	20
51-23-122T	22
51-23-124T	24
51-23-126T	26
51-23-128T	28
51-23-130T	30



Winkelstabile Schraube Ø 2,4 mm, Torx, selbstschneidend  
 Locking screw Ø 2.4 mm, torx, self-tapping

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>
51-23-206T	6
51-23-208T	8
51-23-210T	10
51-23-212T	12
51-23-214T	14
51-23-216T	16
51-23-218T	18
51-23-220T	20
51-23-222T	22
51-23-224T	24
51-23-226T	26
51-23-228T	28
51-23-230T	30



Winkelstabile Schraube Ø 2,7 mm, Torx, selbstschneidend  
 Locking screw Ø 2.7 mm, torx, self-tapping

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>
51-23-308T	8
51-23-310T	10
51-23-312T	12
51-23-314T	14
51-23-316T	16
51-23-318T	18
51-23-320T	20
51-23-322T	22
51-23-324T	24
51-23-326T	26
51-23-328T	28
51-23-330T	30
51-23-332T	32
51-23-334T	34
51-23-336T	36
51-23-338T	38
51-23-340T	40



Winkelstabile Schraube Ø 3,5 mm, Torx, selbstschneidend  
 Locking screw Ø 3.5 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-23-410T	10
51-23-412T	12
51-23-414T	14
51-23-416T	16
51-23-418T	18
51-23-420T	20
51-23-422T	22
51-23-424T	24
51-23-426T	26
51-23-428T	28
51-23-430T	30
51-23-432T	32
51-23-434T	34
51-23-436T	36
51-23-438T	38
51-23-440T	40
51-23-442T	42
51-23-445T	45
51-23-450T	50
51-23-455T	55
51-23-460T	60
51-23-465T	65
51-23-470T	70
51-23-475T	75
51-23-480T	80
51-23-485T	85
51-23-490T	90




Winkelstabile Schraube Ø 4,0 mm, Torx, selbstschneidend  
 Locking screw Ø 4.0 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-23-516T	16
51-23-518T	18
51-23-520T	20
51-23-522T	22
51-23-524T	24
51-23-526T	26
51-23-528T	28
51-23-530T	30
51-23-532T	32
51-23-534T	34
51-23-536T	36
51-23-538T	38
51-23-540T	40
51-23-542T	42
51-23-544T	44
51-23-546T	46
51-23-548T	48
51-23-550T	50
51-23-552T	52
51-23-554T	54
51-23-556T	56
51-23-558T	58
51-23-560T	60
51-23-562T	62
51-23-566T	66
51-23-570T	70
51-23-574T	74
51-23-578T	78
51-23-582T	82
51-23-586T	86
51-23-590T	90



Winkelstabile Schraube mit variablem Winkel Ø 4,0 mm, selbstschneidend  
 Variable angle locking screw Ø 4.0 mm, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-23-625T	25
51-23-627T	27
51-23-629T	29
51-23-631T	31
51-23-633T	33
51-23-635T	35
51-23-637T	37
51-23-639T	39
51-23-641T	41
51-23-643T	43
51-23-645T	45
51-23-647T	47
51-23-649T	49
51-23-651T	51
51-23-653T	53
51-23-655T	55
51-23-657T	57
51-23-659T	59
51-23-661T	61
51-23-665T	65
51-23-669T	69
51-23-673T	73
51-23-677T	77
51-23-681T	81
51-23-685T	85
51-23-689T	89



Winkelstabile Schraube Ø 5,0 mm, Torx, selbstschneidend  
 Locking screw Ø 5.0 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-11-014T	14
51-11-016T	16
51-11-018T	18
51-11-020T	20
51-11-022T	22
51-11-024T	24
51-11-026T	26
51-11-028T	28
51-11-030T	30
51-11-032T	32
51-11-034T	34
51-11-036T	36
51-11-038T	38
51-11-040T	40
51-11-042T	42
51-11-044T	44
51-11-046T	46
51-11-048T	48
51-11-050T	50
51-11-055T	55
51-11-060T	60
51-11-065T	65
51-11-070T	70
51-11-075T	75
51-11-080T	80
51-11-085T	85
51-11-090T	90
51-11-095T	95
51-11-100T	100
51-11-105T	105
51-11-110T	110
51-11-115T	115
51-11-120T	120



Winkelstabile Schraube mit variablem Winkel Ø 5,5 mm, selbstschneidend  
*Variable angle locking screw Ø 5.5 mm, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-11-225T	25
51-11-227T	27
51-11-229T	29
51-11-231T	31
51-11-233T	33
51-11-235T	35
51-11-237T	37
51-11-239T	39
51-11-241T	41
51-11-243T	43
51-11-245T	45
51-11-247T	47
51-11-249T	49
51-11-251T	51
51-11-253T	53
51-11-255T	55
51-11-257T	57
51-11-259T	59
51-11-264T	64
51-11-269T	69
51-11-274T	74
51-11-279T	79
51-11-284T	84
51-11-289T	89
51-11-294T	94
51-11-299T	99
51-11-304T	104
51-11-309T	109
51-11-314T	114
51-11-319T	119



Kanülierte winkelstabile Schraube Ø 7,3 mm, Torx, selbstschneidend  
*Cannulated locking screw Ø 7.3 mm, torx, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-11-440T	40
51-11-445T	45
51-11-450T	50
51-11-455T	55
51-11-460T	60
51-11-465T	65
51-11-470T	70
51-11-475T	75
51-11-480T	80
51-11-485T	85
51-11-490T	90
51-11-495T	95
51-11-500T	100
51-11-505T	105
51-11-510T	110
51-11-515T	115
51-11-520T	120



Kanülierte konische Schraube Ø 7,3 mm, Torx, selbstschneidend  
*Cannulated conical screw Ø 7.3 mm, torx, self-tapping*

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>
51-11-540T	40
51-11-545T	45
51-11-550T	50
51-11-555T	55
51-11-560T	60
51-11-565T	65
51-11-570T	70
51-11-575T	75
51-11-580T	80
51-11-585T	85
51-11-590T	90
51-11-595T	95
51-11-600T	100
51-11-605T	105
51-11-610T	110
51-11-615T	115
51-11-620T	120



Kanülierte Konische Schraube Ø 7,3 mm, Teilgewinde (L=32 mm),  
 Torx, selbstschneidend  
*Cannulated conical screw Ø 7.3 mm, partially threaded (L=32mm),  
 torx, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-11-640T	40
51-11-645T	45
51-11-650T	50
51-11-655T	55
51-11-660T	60
51-11-665T	65
51-11-670T	70
51-11-675T	75
51-11-680T	80
51-11-685T	85
51-11-690T	90
51-11-695T	95
51-11-700T	100
51-11-705T	105
51-11-710T	110
51-11-715T	115
51-11-720T	120



Kanülierte Konische Schraube Ø 7,3 mm, Teilgewinde (L=16 mm),  
 Torx, selbstschneidend  
*Cannulated conical screw Ø 7.3 mm, partially threaded (L=16mm),  
 torx, self-tapping*

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-11-740T	40
51-11-745T	45
51-11-750T	50
51-11-755T	55
51-11-760T	60
51-11-765T	65
51-11-770T	70
51-11-775T	75
51-11-780T	80
51-11-785T	85
51-11-790T	90
51-11-795T	95
51-11-800T	100
51-11-805T	105
51-11-810T	110
51-11-815T	115
51-11-820T	120



Kortikalisschraube Ø 1,5 mm, Kreuz, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 1.5 mm, cross, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-055T	5
51-22-056T	6
51-22-057T	7
51-22-058T	8
51-22-059T	9
51-22-060T	10
51-22-062T	12
51-22-064T	14
51-22-066T	16
51-22-068T	18
51-22-070T	20



Kortikalisschraube Ø 1,5 mm, Torx, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 1.5 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-005T	5
51-22-006T	6
51-22-007T	7
51-22-008T	8
51-22-009T	9
51-22-010T	10
51-22-012T	12
51-22-014T	14
51-22-016T	16
51-22-018T	18
51-22-020T	20



Kortikalisschraube Ø 2,0 mm, Kreuz, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 2.0 mm, cross, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-156T	6
51-22-157T	7
51-22-158T	8
51-22-159T	9
51-22-160T	10
51-22-162T	12
51-22-164T	14
51-22-166T	16
51-22-168T	18
51-22-170T	20
51-22-172T	22
51-22-174T	24
51-22-176T	26
51-22-178T	28
51-22-180T	30



Kortikalisschraube Ø 2,0 mm, Torx, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 2.0 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-106T	6
51-22-107T	7
51-22-108T	8
51-22-109T	9
51-22-110T	10
51-22-111T	11
51-22-112T	12
51-22-113T	13
51-22-114T	14
51-22-116T	16
51-22-118T	18
51-22-120T	20
51-22-122T	22
51-22-124T	24
51-22-126T	26
51-22-128T	28
51-22-130T	30



Kortikalisschraube Ø 2,5 mm, Kreuz, selbstschneidend  
 Cortical screw Ø 2.5 mm, cross, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-256T	6
51-22-258T	8
51-22-260T	10
51-22-262T	12
51-22-264T	14
51-22-266T	16
51-22-268T	18
51-22-270T	20
51-22-272T	22
51-22-274T	24
51-22-276T	26
51-22-278T	28
51-22-280T	30



Kortikalisschraube Ø 2,5 mm, Torx, selbstschneidend  
 Cortical screw Ø 2.5 mm, torx, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-206T	6
51-22-208T	8
51-22-210T	10
51-22-212T	12
51-22-214T	14
51-22-216T	16
51-22-218T	18
51-22-220T	20
51-22-222T	22
51-22-224T	24
51-22-226T	26
51-22-228T	28
51-22-230T	30



Kortikalisschraube Ø 2,7 mm, Torx, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 2.7 mm, torx, self-tapping

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>
51-22-306T	6
51-22-308T	8
51-22-310T	10
51-22-312T	12
51-22-314T	14
51-22-316T	16
51-22-318T	18
51-22-320T	20
51-22-321T	21
51-22-322T	22
51-22-323T	23
51-22-324T	24
51-22-325T	25
51-22-326T	26
51-22-327T	27
51-22-328T	28
51-22-329T	29
51-22-330T	30
51-22-332T	32
51-22-334T	34
51-22-336T	36
51-22-338T	38
51-22-340T	40



Kortikalisschraube Ø 3,5 mm, Sechskant, selbstschneidend  
Cortical screw Ø 3.5 mm, hex, self-tapping

<b>TITAN</b> <b>TITANIUM</b>	<b>Länge [mm]</b> <b>Length [mm]</b>
51-22-412T	12
51-22-414T	14
51-22-416T	16
51-22-418T	18
51-22-420T	20
51-22-422T	22
51-22-424T	24
51-22-426T	26
51-22-428T	28
51-22-430T	30
51-22-432T	32
51-22-434T	34
51-22-436T	36
51-22-438T	38
51-22-440T	40
51-22-442T	42
51-22-444T	44
51-22-446T	46
51-22-448T	48
51-22-450T	50
51-22-452T	52
51-22-454T	54
51-22-456T	56
51-22-458T	58
51-22-460T	60



Kortikalisschraube Ø 4,5 mm, Sechskant, selbstschneidend  
 Cortical screw Ø 4.5 mm, hex, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]	TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-12-014T	14	51-12-054T	54
51-12-016T	16	51-12-056T	56
51-12-018T	18	51-12-058T	58
51-12-020T	20	51-12-060T	60
51-12-022T	22	51-12-062T	62
51-12-024T	24	51-12-064T	64
51-12-026T	26	51-12-066T	66
51-12-028T	28	51-12-068T	68
51-12-030T	30	51-12-070T	70
51-12-032T	32	51-12-072T	72
51-12-034T	34	51-12-074T	74
51-12-036T	36	51-12-076T	76
51-12-038T	38	51-12-078T	78
51-12-040T	40	51-12-080T	80
51-12-042T	42	51-12-082T	82
51-12-044T	44	51-12-084T	84
51-12-046T	46	51-12-086T	86
51-12-048T	48	51-12-088T	88
51-12-050T	50	51-12-090T	90
51-12-052T	52		



Spongiosaschraube Ø 4,0 mm, Sechskant, selbstschneidend  
Cancellous screw Ø 4.0 mm, hex, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-512T	12
51-22-514T	14
51-22-516T	16
51-22-518T	18
51-22-520T	20
51-22-522T	22
51-22-524T	24
51-22-526T	26
51-22-528T	28
51-22-530T	30
51-22-532T	32
51-22-534T	34
51-22-536T	36
51-22-538T	38
51-22-540T	40
51-22-542T	42
51-22-544T	44
51-22-546T	46
51-22-548T	48
51-22-550T	50
51-22-552T	52
51-22-554T	54
51-22-556T	56
51-22-558T	58
51-22-560T	60
51-22-565T	65
51-22-570T	70
51-22-575T	75
51-22-580T	80
51-22-585T	85
51-22-590T	90



Spongiosaschraube Ø 4,0 mm, Teilgewinde, Sechskant, selbstschneidend  
Cancellous screw Ø 4.0 mm, partially threaded, hex, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-22-612T	12
51-22-614T	14
51-22-616T	16
51-22-618T	18
51-22-620T	20
51-22-622T	22
51-22-624T	24
51-22-626T	26
51-22-628T	28
51-22-630T	30
51-22-632T	32
51-22-634T	34
51-22-636T	36
51-22-638T	38
51-22-640T	40
51-22-642T	42
51-22-644T	44
51-22-646T	46
51-22-648T	48
51-22-650T	50
51-22-652T	52
51-22-654T	54
51-22-656T	56
51-22-658T	58
51-22-660T	60
51-22-665T	65
51-22-670T	70
51-22-675T	75
51-22-680T	80
51-22-685T	85
51-22-690T	90



Spongiaschraube Ø 6,5 mm, Sechskant, selbstschneidend  
*Cancellous screw Ø 6.5 mm, hex, self-tapping*

<b>TITAN</b> <i>TITANIUM</i>	<b>Länge [mm]</b> <i>Length [mm]</i>
51-12-120T	20
51-12-125T	25
51-12-130T	30
51-12-135T	35
51-12-140T	40
51-12-145T	45
51-12-150T	50
51-12-155T	55
51-12-160T	60
51-12-165T	65
51-12-170T	70
51-12-175T	75
51-12-180T	80
51-12-185T	85
51-12-190T	90
51-12-195T	95



Spongiosaschraube Ø 6,5 mm, Teilgewinde (L=16 mm),  
Sechskant, selbstschneidend  
Cancellous screw Ø 6.5 mm, partially threaded (L=16 mm),  
hex, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-12-240T	40
51-12-245T	45
51-12-250T	50
51-12-255T	55
51-12-260T	60
51-12-265T	65
51-12-270T	70
51-12-275T	75
51-12-280T	80
51-12-285T	85
51-12-290T	90
51-12-295T	95
51-12-300T	100
51-12-305T	105
51-12-310T	110
51-12-315T	115
51-12-320T	120



Spongiosaschraube Ø 6,5 mm, Teilgewinde (L=32 mm),  
Sechskant, selbstschneidend  
Cancellous screw Ø 6.5 mm, partially threaded (L=32 mm),  
hex, self-tapping

TITAN TITANIUM	Länge [mm] Length [mm]
51-12-340T	40
51-12-345T	45
51-12-350T	50
51-12-355T	55
51-12-360T	60
51-12-365T	65
51-12-370T	70
51-12-375T	75
51-12-380T	80
51-12-385T	85
51-12-390T	90
51-12-395T	95
51-12-400T	100
51-12-405T	105
51-12-410T	110
51-12-415T	115
51-12-420T	120

**REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH**

**In Weiheräcker 7  
78589 Dürbheim-Tuttlingen  
GERMANY**

**Fon +49 7424 / 98230-30**

**Fax +49 7424 / 98230-50**

**info@restock.de**

**/// [www.restock.de](http://www.restock.de)**