

**REBSTOCK®**  
Precision made in Germany





**Laparoskopie**  
**Laparoscopy**

ENDOSKOPIE  
LAPAROSKOPIE

© Copyright by Rebstock Instruments GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Katalogs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Rebstock Instruments GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© Copyright by Rebstock Instruments GmbH. All rights reserved. Full or partial reproduction prohibited. No part of this catalogue may be reproduced, processed or transmitted in any form or manner, electronic or mechanical without written permission of Rebstock Instruments GmbH.



Kompatibilität · Adapter für Lichtanschluss · Okular	· ACMI®, Wolf®, Storz®/Olympus® · Okulartrichter gemäß DIN 58105 schraubbar
Objektiv	Spannungsfrei zusammengesetzt
Bildübertragung	CAD-entworfenes Stablinsen-System für optimale Schärfe, Farbwiedergabe und Auflösung
Lichtleitendes System	Qualitativ hochwertige Lichtfasern
Glasoptik	Distale und proximale Linsen aus Saphirglas
Biokompatibilität	Alle Materialien, die mit dem Körper in Kontakt kommen, sind biokompatibel. Alle äußeren Metall-Teile bestehen aus qualitativ hochwertigem Edelstahl.
	Autoklavierbar
<i>Compatibility</i> · <i>Light port adaptor</i> · <i>Eyepiece</i>	· <i>ACMI®, Wolf®, Storz®/Olympus®</i> · <i>Ocular according DIN 58105 threaded</i>
<i>Objective</i>	<i>Tension-free objective composed-objective</i>
<i>Image transmission</i>	<i>CAD-designed rod-lens system for optimal sharpness, colorsync and resolution</i>
<i>Light-guiding system</i>	<i>High quality light fibers</i>
<i>Optical glass</i>	<i>Distal and proximal sapphire</i>
<i>Biocompatibility</i>	<i>All materials that come in contact with the body are biocompatible. All outside metal parts are made of high quality stainless steel</i>
	<i>Autoclavable</i>



Artikel-Nr. Cat. No.	Ø mm	Blickwinkel Direction of view	Arbeitslänge Working length
60-20-000	2.9 mm	0°	302 mm
60-20-001	2.9 mm	30°	302 mm
60-20-002	5.0 mm	0°	302 mm
60-20-003	5.0 mm	30°	302 mm
60-20-004	10.0 mm	0°	316 mm
60-20-005	10.0 mm	30°	316 mm
60-20-006	10.0 mm	0°	349 mm
60-20-007	10.0 mm	30°	349 mm
60-20-008	10.0 mm	0°	431 mm
60-20-009	10.0 mm	30°	431 mm
60-20-010	5.0 mm	0°	230 mm



Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung Description
60-40-001	100 mm	2.0 mm	Insufflationskanüle nach VERESS mit Durchflusshahn und Luer-Lock Ansatz, Edelstahl <i>VERRES insufflation cannulae with stopcock and Luer-Lock connection, stainless steel</i>
60-40-002	120 mm		
60-40-003	150 mm		
60-40-004	100 mm	2.7 mm	Insufflationskanüle nach VERESS High-Flow mit Durchflusshahn und Luer-Lock Ansatz, Edelstahl <i>VERRES High-Flow insufflation cannulae with stopcock and Luer-Lock connection, stainless steel</i>
60-40-005	120 mm		
60-40-006	150 mm		




Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung Description
60-41-001	70 mm	3.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit Hahn, Metallschaftrohr glatt, auswechselbar  <i>automatic trocar sleeve with stopcock,            metall tube smooth, exchangeable</i>
60-41-002	92 mm	5.0 mm	
60-41-003	95 mm	5.5 mm	
60-41-004	95 mm	7.0 mm	
60-41-005	105 mm	8.0 mm	
60-41-006	97 mm	10.0 mm	
60-41-007	101 mm	11.0 mm	
60-41-008	98 mm	12.5 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung Description
60-41-009	95 mm	5.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit Hahn, Metallschaftrohr mit Gewinde, auswechselbar  <i>automatic trocar sleeve with stopcock,            metall tube threaded, exchangeable</i>
60-41-010	101 mm	11.0 mm	
60-41-011	98 mm	12.5 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Kennfarbe Coding	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung Description
60-41-101		70 mm	3.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gewindeverschluss <i>automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, winding locking</i>
60-41-102	weiß / white	103 mm	5.5 mm	
60-41-103	blau / blue	105 mm	11.0 mm	
60-41-104	grün / green	102 mm	13.0 mm	
60-41-105	weiß / white	103 mm	5.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr mit Gewinde, Gewindeverschluss <i>automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube threaded, winding locking</i>
60-41-106	blau / blue	105 mm	11.0 mm	
60-41-107	grün / green	102 mm	13.0 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Kennfarbe Coding	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung Description
60-41-201	weiß / white	103 mm	5.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit Silikondichtung und Hahn , Metallschaftrohr glatt, Gewindeverschluss automatic trocar sleeve with silicon valve and stopcock, metall tube smooth, winding locking
60-41-202	blau / blue	105 mm	11.0 mm	
60-41-203	grün / green	102 mm	13.0 mm	
60-41-204	weiß / white	103 mm	5.5 mm	Automatik-Trokarhülse mit Silikondichtung und Hahn , Metallschaftrohr mit Gewinde, Gewindeverschluss automatic trocar sleeve with silicon valve and stopcock, metall tube threaded, winding locking
60-41-205	blau / blue	105 mm	11.0 mm	
60-41-206	grün / green	102 mm	13.0 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Ø	Beschreibung Description
60-42-001	3.0 / 40 mm	Trokar konisch passend für Trokarhülsen 60-41-XXX  trocar conical suitable for trocar sleeves 60-41-XXX
60-42-002	3.0 / 105 mm	
60-42-003	3.5 / 70 mm	
60-42-004	5.0 mm	
60-42-005	5.5 mm	
60-42-006	7.0 mm	
60-42-007	8.0 mm	
60-42-008	10.0 mm	
60-42-009	10.5 mm	
60-42-010	11.0 mm	
60-42-011	12.5 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Ø	Beschreibung Description
60-42-012	3.0 / 40 mm	Trokar dreikant passend für Trokarhülsen 60-41-XXX  trocar pyramidal suitable for trocar sleeves 60-41-XXX
60-42-013	3.0 / 105 mm	
60-42-014	3.5 / 70 mm	
60-42-015	5.0 mm	
60-42-016	5.5 mm	
60-42-017	7.0 mm	
60-42-018	8.0 mm	
60-42-019	10.0 mm	
60-42-020	10.5 mm	
60-42-021	11.0 mm	
60-42-022	12.5 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Ø	Beschreibung Description
60-42-101	5.0 mm	<i>Sicherheitstrokar mit Dreikantschliff,            Obturatorspitze abgerundet,            passend für Trokarhülsen 60-41-XXX</i>  <i>safety trocar with pyramidal grinding            and rounded tip            suitable for trocar sleeves 60-41-XXX</i>
60-42-102	5.5 mm	
60-42-103	8.0 mm	
60-42-104	10.0 mm	
60-42-105	11.0 mm	
60-42-106	12.5 mm	
60-42-107	13.0 mm	




Artikel-Nr. Cat. No.	Kennfarbe Coding	Ø	Beschreibung Description
60-44-001	weiß / white	5.5 mm	<i>Metallschaftrohr mit Gewinde</i> <i>metal tube threaded</i>
60-44-002	blau / blue	11.0 mm	
60-44-003	grün / green	13.0 mm	
60-44-004		3.5 mm	<i>Metallschaftrohr glatt</i> <i>metal tube smooth</i>
60-44-005	weiß / white	5.5 mm	
60-44-006	blau / blue	11.0 mm	
60-44-007	grün / green	13.0 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	∅	Arbeitslänge Working length	Beschreibung Description
60-43-001	5.0 mm - 4.0 mm	175 mm	<i>Reduzierhülse für Trokarhülsen</i> <i>reducer sleeve for trocar sleeves</i>
60-43-002	10.0/11.0 mm - 5.5 mm	190 mm	
60-43-003	12.5 mm - 10.0 mm	190 mm	
60-43-004	12.5 mm - 5.5 mm	190 mm	
60-43-005	15.0 mm - 10.0 mm	190 mm	
60-43-006	15.5 mm - 5.5 mm	190 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	∅	Beschreibung Description
60-43-007	8.0 mm - 5.5 mm	<i>Reduzierer mit Silikonlasche für</i> <i>Automatik-Trokarhülsen</i> <i>reducer with silicone latch for automatic sleeves</i>
60-43-008	10.0 mm - 5.5 mm	
60-43-009	11.0 mm - 5.5 mm	
60-43-010	11.0 mm - 8.0 mm	
60-43-011	12.5 mm - 5.5 mm	
60-43-012	12.5 mm - 8.0 mm	
60-43-013	12.5 mm - 10.0 mm	
60-43-014	13.0 mm - 5.5 mm	
60-43-015	13.0 mm - 10.0 mm	



### **Zerlegbare Instrumente**

Die Instrumente können zum Sterilisieren 2-teilig (bei Ø 3,0 mm Instrumenten) bzw. 3-teilig (bei Ø 3,5/5,0/10,0 mm Instrumenten) zerlegt werden. Alle Einzelteile sind untereinander kompatibel und können problemlos sterilisiert werden.

### ***Detachable Instruments***



*For sterilizing purposes the instruments may be detached into 2-parts (Ø 3.0 mm instruments) or 3-parts (Ø 3.5/5.0/10.0 mm instruments) of components. All items are compatible with each other and can be sterilized easily.*


**Artikel-Nr.**  
**Cat. No.**
**Beschreibung**  
**Description**
**60-31-000**

 PEEK Handgriff mit HF-Anschluss  
*PEEK handle with HF-connection*

**60-31-001**

 PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre  
*PEEK handle with HF-connection and ratchet*

Artikel-Nr. Cat. No.	Beschreibung Description	
60-31-002	PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und zuschaltbarer Sperre <i>PEEK handle with HF-connection and switchable ratchet</i>	
60-31-003	PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und ergonomischer Sperre <i>PEEK handle with HF-connection and ergonomic ratchet</i>	



Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-32-000	220 mm	5.0 mm	Metallschaft, isoliert <i>metal shaft, insulated</i>
60-32-001	330 mm	5.0 mm	
60-32-002	450 mm	5.0 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-32-003	220 mm	10.0 mm	Metallschaft, isoliert <i>metal shaft, insulated</i>
60-32-004	330 mm	10.0 mm	
60-32-005	450 mm	10.0 mm	



Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-32-006	220 mm	3.5 mm	Metallschaft, isoliert mit Verstärkung am Rohransatz
60-32-007	330 mm	3.5 mm	<i>metal shaft, insulated and reinforced at flanged socket</i>




Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-32-008	220 mm	5.0 mm	Metallschaft, isoliert mit Verstärkung am Rohransatz <i>metal shaft, insulated and reinforced at flanged socket</i>
60-32-009	330 mm	5.0 mm	
60-32-010	450 mm	5.0 mm	

Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-32-011		3.0 mm	Schraubkappe schwarz, Ø 3,0 mm <i>screw cap black, Ø 3.0 mm</i>
60-32-012		5.0 mm	
60-32-013		10.0 mm	



Ø 3.0 mm

2-teilig, Schaft isoliert, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 2-part, Shaft insulated, PEEK handle with HF-connection (60-31-000)



**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**

**EINSATZ  
 MIT SCHAFT  
 INSERT  
 WITH SHAFT**

**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**

**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**

**Arbeitslänge  
 Working length**

**Ø Schaft  
 Ø Shaft**

**Beschreibung  
 Description**

	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Arbeitslänge Working length</b>	<b>Ø Schaft Ø Shaft</b>	<b>Beschreibung Description</b>
	<b>60-30-000</b>	<b>60-33-000</b>	220 mm	3.0 mm	Hakenschere, gerade, glatt, einfach beweglich <i>hook scissors, straight, smooth, single action</i>
	<b>60-30-001</b>	<b>60-33-001</b>	330 mm	3.0 mm	
	<b>60-30-002</b>	<b>60-33-002</b>	450 mm	3.0 mm	

**INSTRUMENT  
KOMPLETT  
COMPLETE  
INSTRUMENT**

**EINSATZ  
MIT SCHAFT  
INSERT  
WITH SHAFT**

**Artikel-Nr.  
Cat. No.**      **Artikel-Nr.  
Cat. No.**      **Arbeitslänge  
Working length**      **Ø Schaft  
Ø Shaft**      **Beschreibung  
Description**


Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-30-003	60-33-003	220 mm	3.0 mm	Mikro-Schere, gerade, glatt, einfach beweglich <i>micro scissors, straight, smooth, single action</i>
60-30-004	60-33-004	330 mm	3.0 mm	
60-30-005	60-33-005	450 mm	3.0 mm	



60-30-006	60-33-006	220 mm	3.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, glatt, doppelbeweglich <i>scissors, curved, smooth, double action</i>
60-30-007	60-33-007	330 mm	3.0 mm	
60-30-008	60-33-008	450 mm	3.0 mm	



Ø 3.0 mm

 2-teilig, Schaft isoliert, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre (60-31-001)  
 2-part, Shaft insulated, PEEK handle with HF-connection and ratchet (60-31-001)

 Instrument komplett  
 Complete instrument

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 MIT SCHAFT  
 INSERT  
 WITH SHAFT**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**

	<b>60-30-009</b>	<b>60-33-009</b>	220 mm	3.0 mm	<b>MARYLAND</b> Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	<b>60-30-010</b>	<b>60-33-010</b>	330 mm	3.0 mm	
	<b>60-30-011</b>	<b>60-33-011</b>	450 mm	3.0 mm	
	<b>60-30-012</b>	<b>60-33-012</b>	220 mm	3.0 mm	<b>DE BAKKEY</b> Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	<b>60-30-013</b>	<b>60-33-013</b>	330 mm	3.0 mm	
	<b>60-30-014</b>	<b>60-33-014</b>	450 mm	3.0 mm	


**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**

**EINSATZ  
 MIT SCHAFT  
 INSERT  
 WITH SHAFT**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-015	60-33-015	220 mm	3.0 mm	<b>MIXTER</b> Fasszange 90°, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps 90°, cross-serrated, double action</i>	
60-30-016	60-33-016	330 mm	3.0 mm		
60-30-017	60-33-017	450 mm	3.0 mm		
60-30-018	60-33-018	220 mm	3.0 mm	Fasszange, gefenstert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, double action</i>	
60-30-019	60-33-019	330 mm	3.0 mm		
60-30-020	60-33-020	450 mm	3.0 mm		
60-30-021	60-33-021	220 mm	3.0 mm	Fundus Fasszange, doppelbeweglich <i>fundus grasping forceps, double action</i>	
60-30-022	60-33-022	330 mm	3.0 mm		
60-30-023	60-33-023	450 mm	3.0 mm		
60-30-024	60-33-024	220 mm	3.0 mm	Fasszange, gefenstert, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, single action</i>	
60-30-025	60-33-025	330 mm	3.0 mm		
60-30-026	60-33-026	450 mm	3.0 mm		
60-30-027	60-33-027	220 mm	3.0 mm	Pylorus Spreizer, gerieft, doppelbeweglich <i>pylorus spreader, serrated, double action</i>	
60-30-028	60-33-028	330 mm	3.0 mm		
60-30-029	60-33-029	450 mm	3.0 mm		

Ø 3.0 mm

2-teilig, Schaft isoliert, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 2-part, Shaft insulated, PEEK handle with HF-connection (60-31-000)



**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**

**EINSATZ  
 MIT SCHAFT  
 INSERT  
 WITH SHAFT**

**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**

**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**

**Arbeitslänge  
 Working length**


**Ø Schaft  
 Ø Shaft**

**Beschreibung  
 Description**

	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Arbeitslänge Working length</b>	<b>Ø Schaft Ø Shaft</b>	<b>Beschreibung Description</b>
	60-30-030	60-33-030	220 mm	3.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich <i>biopsy forceps, spoon oval, double action</i>
	60-30-031	60-33-031	330 mm	3.0 mm	
	60-30-032	60-33-032	450 mm	3.0 mm	

Ø 3.5 mm

3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection (61-31-000)




**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**

**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-033	60-33-033	250 mm	3.5 mm	<b>METZENBAUM</b> Scheren, gebogen, glatt, doppelbeweglich scissors, curved, smooth, double action	
60-30-034	60-33-034	330 mm	3.5 mm		
60-30-035	60-33-035	250 mm	3.5 mm	Hakenschere, gerade, glatt, einfach beweglich hook scissors, straight, smooth, single action	
60-30-036	60-33-036	330 mm	3.5 mm		
60-30-037	60-33-037	250 mm	3.5 mm	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich biopsy forceps, spoon oval, double action,	
60-30-038	60-33-038	330 mm	3.5 mm		

Ø 3.5 mm

 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre (60-31-001)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection and ratchet (60-31-001)

 Instrument komplett  
 Complete instrument

 Einsatz allein  
 Insert only


**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**

	<b>60-30-039</b>	<b>60-33-039</b>	250 mm	3.5 mm	<b>MARYLAND</b> Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	<b>60-30-040</b>	<b>60-33-040</b>	330 mm	3.5 mm	
	<b>60-30-041</b>	<b>60-33-041</b>	250 mm	3.5 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	<b>60-30-042</b>	<b>60-33-042</b>	330 mm	3.5 mm	

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**  
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-043	60-33-043	250 mm	3.5 mm	<b>MIXTER</b> Fasszange 90°, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps 90°, cross-serrated, double action</i>	
60-30-044	60-33-044	330 mm	3.5 mm		
60-30-045	60-33-045	250 mm	3.5 mm	Fundus Fasszange, doppelbeweglich <i>fundus grasping forceps, double action</i>	
60-30-046	60-33-046	330 mm	3.5 mm		
60-30-047	60-33-047	250 mm	3.5 mm	Fasszange, gefenstert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, double action</i>	
60-30-048	60-33-048	330 mm	3.5 mm		
60-30-049	60-33-049	250 mm	3.5 mm	Fasszange, gefenstert, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, single action</i>	
60-30-050	60-33-050	330 mm	3.5 mm		

Ø 5.0 mm

 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection (60-31-000)

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**
**60-30-051**
**60-33-051**

220 mm

5.0 mm

**METZENBAUM**
**60-30-052**
**60-33-052**

330 mm

5.0 mm

 Schere, gebogen, Blatt gezahnt 15 mm,  
 doppelbeweglich

**60-30-053**
**60-33-053**

450 mm

5.0 mm

*scissors, curved, blade serrated 15 mm,  
 double action*

**60-30-054**
**60-33-054**

220 mm

5.0 mm

**METZENBAUM**
**60-30-055**
**60-33-055**

330 mm

5.0 mm

 Schere, gebogen, Blatt glatt 15 mm,  
 doppelbeweglich

**60-30-056**
**60-33-056**

450 mm

5.0 mm

*scissors, curved, blade smooth 15 mm,  
 double action*





**INSTRUMENT  
KOMPLETT  
COMPLETE  
INSTRUMENT**

**EINSATZ  
ALLEIN  
INSERT ONLY**


Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-30-057	60-33-057	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gebogen, Blatt gezahnt 11 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, curved, blade serrated 11 mm, double action</i>
60-30-058	60-33-058	330 mm	5.0 mm	
60-30-059	60-33-059	450 mm	5.0 mm	
60-30-060	60-33-060	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gebogen, Blatt glatt 11 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, curved, blade smooth 11 mm, double action</i>
60-30-061	60-33-061	330 mm	5.0 mm	
60-30-062	60-33-062	450 mm	5.0 mm	
60-30-063	60-33-063	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gerade, Blatt gezahnt 15 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, straight, blade serrated 15 mm, double action</i>
60-30-064	60-33-064	330 mm	5.0 mm	
60-30-065	60-33-065	450 mm	5.0 mm	
60-30-066	60-33-066	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gerade, Blatt glatt 15 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, straight, blade smooth 15 mm, double action</i>
60-30-067	60-33-067	330 mm	5.0 mm	
60-30-068	60-33-068	450 mm	5.0 mm	
60-30-069	60-33-069	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gerade, Blatt gezahnt 11 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, straight, blade serrated 11 mm, double action</i>
60-30-070	60-33-070	330 mm	5.0 mm	
60-30-071	60-33-071	450 mm	5.0 mm	
60-30-072	60-33-072	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>  Schere, gerade, Blatt glatt 11 mm, doppelbeweglich  <i>scissors, straight, blade smooth 11 mm, double action</i>
60-30-073	60-33-073	330 mm	5.0 mm	
60-30-074	60-33-074	450 mm	5.0 mm	








	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-075	60-33-075	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-076	60-33-076	330 mm	5.0 mm	Schere, gerade, Blatt gezahnt 18 mm, doppelbeweglich
	60-30-077	60-33-077	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, straight, blade serrated 18 mm, double action</i>
	60-30-078	60-33-078	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-079	60-33-079	330 mm	5.0 mm	Schere, gerade, Blatt glatt 18 mm, doppelbeweglich
	60-30-080	60-33-080	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, straight, blade smooth 18 mm, double action</i>
	60-30-081	60-33-081	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-082	60-33-082	330 mm	5.0 mm	Schere, gebogen, runder Rücken, gezahnt, doppelbeweglich
	60-30-083	60-33-083	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, curved, round back, serrated, double action</i>
	60-30-084	60-33-084	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-085	60-33-085	330 mm	5.0 mm	Schere, gebogen, runder Rücken, glatt, doppelbeweglich
	60-30-086	60-33-086	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, curved, round back, smooth, double action</i>
	60-30-087	60-33-087	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-088	60-33-088	330 mm	5.0 mm	Schere, gerade, schweres Blatt, gezahnt, doppelbeweglich
	60-30-089	60-33-089	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, heavy blade, serrated, double action</i>
	60-30-090	60-33-090	220 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b>
	60-30-091	60-33-091	330 mm	5.0 mm	Schere, gerade, schweres Blatt, glatt, doppelbeweglich
	60-30-092	60-33-092	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, heavy blade, smooth, double action</i>







INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY				
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-093	60-33-093	220 mm	5.0 mm	Endo-Schere, gebogen, Blatt gezahnt 17 mm, doppelbeweglich <i>endo scissors, curved, blade serrated 17 mm, double action</i>	
60-30-094	60-33-094	330 mm	5.0 mm		
60-30-095	60-33-095	450 mm	5.0 mm		
60-30-096	60-33-096	220 mm	5.0 mm	Hakenschere, glatt, einfach beweglich <i>hook scissors, smooth, single action</i>	
60-30-097	60-33-097	330 mm	5.0 mm		
60-30-098	60-33-098	450 mm	5.0 mm		
60-30-099	60-33-099	220 mm	5.0 mm	Hakenschere, glatt, einfach beweglich <i>hook scissors, smooth, single action</i>	
60-30-100	60-33-100	330 mm	5.0 mm		
60-30-101	60-33-101	450 mm	5.0 mm		
60-30-102	60-33-102	220 mm	5.0 mm	Peritoneal-Schere, gezahnt, einfach beweglich <i>peritoneal scissors, serrated, single action</i>	
60-30-103	60-33-103	330 mm	5.0 mm		
60-30-104	60-33-104	450 mm	5.0 mm		
60-30-105	60-33-105	220 mm	5.0 mm	Mikro-Schere, gerade, glatt, einfach beweglich <i>micro scissors, straight, smooth, single action</i>	
60-30-106	60-33-106	330 mm	5.0 mm		
60-30-107	60-33-107	450 mm	5.0 mm		
60-30-108	60-33-108	220 mm	5.0 mm	Mikro-Schere, gebogen, glatt, einfach beweglich <i>micro scissors, curved, smooth, single action</i>	
60-30-109	60-33-109	330 mm	5.0 mm		
60-30-110	60-33-110	450 mm	5.0 mm		

Ø 5.0 mm

 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre (60-31-001)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection and ratchet (60-31-001)

**INSTRUMENT  
KOMPLETT  
COMPLETE  
INSTRUMENT**
**EINSATZ  
ALLEIN  
INSERT ONLY**






	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-111	60-33-111	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gerieft, doppelbeweglich grasping forceps, serrated, double action
	60-30-112	60-33-112	330 mm	5.0 mm	
	60-30-113	60-33-113	450 mm	5.0 mm	
	60-30-114	60-33-114	220 mm	5.0 mm	Fasszange mit TC-Einlagen, gerieft, doppelbeweglich grasping forceps with TC inserts, serrated, double action
	60-30-115	60-33-115	330 mm	5.0 mm	
	60-30-116	60-33-116	450 mm	5.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT		EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY				
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description		
60-30-117	60-33-117	220 mm	5.0 mm	Ovarien-Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>ovarian grasping forceps, serrated, double action</i>		
60-30-118	60-33-118	330 mm	5.0 mm			
60-30-119	60-33-119	450 mm	5.0 mm			
60-30-120	60-33-120	220 mm	5.0 mm	Fasszange, schlank, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, slim model, serrated, double action</i>		
60-30-121	60-33-121	330 mm	5.0 mm			
60-30-122	60-33-122	450 mm	5.0 mm			
60-30-123	60-33-123	220 mm	5.0 mm	Fasszange, flaches Maul, gerieft, doppelbeweglich <i>duckbill grasping forceps, flat jaw, serrated, double action</i>		
60-30-124	60-33-124	330 mm	5.0 mm			
60-30-125	60-33-125	450 mm	5.0 mm			
60-30-126	60-33-126	220 mm	5.0 mm	<b>KELLY</b> Fasszange, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, cross-serrated, double action</i>		
60-30-127	60-33-127	330 mm	5.0 mm			
60-30-128	60-33-128	450 mm	5.0 mm			
60-30-129	60-33-129	220 mm	5.0 mm	<b>KELLY</b> Fasszange, kurz, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, short, cross-serrated, double action</i>		
60-30-130	60-33-130	330 mm	5.0 mm			
60-30-131	60-33-131	450 mm	5.0 mm			
60-30-132	60-33-132	220 mm	5.0 mm	<b>KELLY</b> Fasszange, kurz, stark gebogen, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, short, strongly curved, cross-serrated, double action</i>		
60-30-133	60-33-133	330 mm	5.0 mm			
60-30-134	60-33-134	450 mm	5.0 mm			

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.			
	60-30-135	60-33-135	220 mm	5.0 mm	<b>MARYLAND</b>
	60-30-136	60-33-136	330 mm	5.0 mm	Fasszange, gerieft, doppelbeweglich
	60-30-137	60-33-137	450 mm	5.0 mm	<i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	60-30-138	60-33-138	220 mm	5.0 mm	<b>MARYLAND</b>
	60-30-139	60-33-139	330 mm	5.0 mm	Mikro Fasszange, gerieft, doppelbeweglich
	60-30-140	60-33-140	450 mm	5.0 mm	<i>micro grasping forceps, serrated, double action</i>
	60-30-141	60-33-141	220 mm	5.0 mm	Fasszange, kreuzgerieft, doppelbeweglich
	60-30-142	60-33-142	330 mm	5.0 mm	
	60-30-143	60-33-143	450 mm	5.0 mm	
	60-30-144	60-33-144	220 mm	5.0 mm	Fasszange, konkav gebogen, kreuzgerieft, doppelbeweglich
	60-30-145	60-33-145	330 mm	5.0 mm	<i>grasping forceps, concave curved, cross-serrated, double action</i>
	60-30-146	60-33-146	450 mm	5.0 mm	
	60-30-147	60-33-147	220 mm	5.0 mm	<b>MIXTER</b>
	60-30-148	60-33-148	330 mm	5.0 mm	Fasszange 90°, kreuzgerieft, doppelbeweglich
	60-30-149	60-33-149	450 mm	5.0 mm	<i>grasping forceps 90°, cross-serrated, double action</i>
	60-30-150	60-33-150	220 mm	5.0 mm	<b>MIXTER</b>
	60-30-151	60-33-151	330 mm	5.0 mm	Fasszange 60°, kreuzgerieft, doppelbeweglich
	60-30-152	60-33-152	450 mm	5.0 mm	<i>grasping forceps 60°, cross-serrated, double action</i>

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
		60-30-153	60-33-153	220 mm	5.0 mm	Fasszange, langes feines Maul, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, long fine jaw, serrated, double action</i>	
		60-30-154	60-33-154	330 mm	5.0 mm		
		60-30-155	60-33-155	450 mm	5.0 mm		
		60-30-156	60-33-156	220 mm	5.0 mm	Fasszange mit TC-Einlagen, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps with TC inserts, serrated, double action</i>	
		60-30-157	60-33-157	330 mm	5.0 mm		
		60-30-158	60-33-158	450 mm	5.0 mm		
		60-30-159	60-33-159	220 mm	5.0 mm	Fasszang mit Löffel, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps with spoon, serrated, double action</i>	
		60-30-160	60-33-160	330 mm	5.0 mm		
		60-30-161	60-33-161	450 mm	5.0 mm		
		60-30-162	60-33-162	220 mm	5.0 mm	Fasszange, spitz, mit Löffel, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, pointed, with spoon, serrated, double action</i>	
		60-30-163	60-33-163	330 mm	5.0 mm		
		60-30-164	60-33-164	450 mm	5.0 mm		
		60-30-165	60-33-165	220 mm	5.0 mm	Fasszange, lang, mit Löffel, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, long, with spoon, serrated, double action</i>	
		60-30-166	60-33-166	330 mm	5.0 mm		
		60-30-167	60-33-167	450 mm	5.0 mm		
		60-30-168	60-33-168	220 mm	5.0 mm	Fasszange, kurz, mit Löffel, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, short, with spoon, serrated, double action</i>	
		60-30-169	60-33-169	330 mm	5.0 mm		
		60-30-170	60-33-170	450 mm	5.0 mm		

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.			
	60-30-171	60-33-171	220 mm	5.0 mm	Fundus Fassungszange, doppelbeweglich <i>fundus grasping forceps, double action</i>
	60-30-172	60-33-172	330 mm	5.0 mm	
	60-30-173	60-33-173	450 mm	5.0 mm	
	60-30-174	60-33-174	220 mm	5.0 mm	Fundus Fassungszange, gefenestert, doppelbeweglich <i>fundus grasping forceps, fenestrated, double action</i>
	60-30-175	60-33-175	330 mm	5.0 mm	
	60-30-176	60-33-176	450 mm	5.0 mm	
	60-30-177	60-33-177	220 mm	5.0 mm	Adhäsionszange, gefenestert, gerieft, doppelbeweglich <i>adhesion forceps, fenestrated, serrated, double action</i>
	60-30-178	60-33-178	330 mm	5.0 mm	
	60-30-179	60-33-179	450 mm	5.0 mm	
	60-30-180	60-33-180	220 mm	5.0 mm	Universal Fassungszange, 20 mm, gefenestert, gerieft, doppelbeweglich <i>universal grasping forceps, 20 mm, fenestrated, serrated, double action</i>
	60-30-181	60-33-181	330 mm	5.0 mm	
	60-30-182	60-33-182	450 mm	5.0 mm	
	60-30-183	60-33-183	220 mm	5.0 mm	Fassungszange, 12 mm, gefenestert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 12 mm, fenestrated, serrated, double action</i>
	60-30-184	60-33-184	330 mm	5.0 mm	
	60-30-185	60-33-185	450 mm	5.0 mm	
	60-30-186	60-33-186	220 mm	5.0 mm	Fassungszange, gefenestert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, double action</i>
	60-30-187	60-33-187	330 mm	5.0 mm	
	60-30-188	60-33-188	450 mm	5.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY					
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description		
60-30-189	60-33-189	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert, gebogen, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, curved, serrated, double action</i>		
60-30-190	60-33-190	330 mm	5.0 mm			
60-30-191	60-33-191	450 mm	5.0 mm			
60-30-192	60-33-192	220 mm	5.0 mm	Fasszange, 20 mm, breit gefenstert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 20 mm, fenestrated wide, serrated, double action</i>		
60-30-193	60-33-193	330 mm	5.0 mm			
60-30-194	60-33-194	450 mm	5.0 mm			
60-30-195	60-33-195	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert, mit 2 Öffnungen, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, with 2 holes, serrated, double action</i>		
60-30-196	60-33-196	330 mm	5.0 mm			
60-30-197	60-33-197	450 mm	5.0 mm			
60-30-198	60-33-198	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert mit 3 Öffnungen, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, with 3 holes, serrated, double action</i>		
60-30-199	60-33-199	330 mm	5.0 mm			
60-30-200	60-33-200	450 mm	5.0 mm			
60-30-201	60-33-201	220 mm	5.0 mm	Fasszange, 40 mm, breit gefenstert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 40 mm, fenestrated wide, serrated, double action</i>		
60-30-202	60-33-202	330 mm	5.0 mm			
60-30-203	60-33-203	450 mm	5.0 mm			

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**


60-30-204

60-33-204

220 mm

5.0 mm

60-30-205

60-33-205

330 mm

5.0 mm

60-30-206

60-33-206

450 mm

5.0 mm

 Darmfazzange, gefenstert, gerieft,  
 doppelbeweglich  
*intestinal grasping forceps, fenestrated, serrated,  
 double action*


60-30-207

60-33-207

220 mm

5.0 mm

60-30-208

60-33-208

330 mm

5.0 mm

60-30-209

60-33-209

450 mm

5.0 mm

 Mikro Fasszange, gefenstert, doppelbeweglich  
*micro grasping forceps, fenestrated, double action*


60-30-210

60-33-210

220 mm

5.0 mm

60-30-211

60-33-211

330 mm

5.0 mm

60-30-212

60-33-212

450 mm

5.0 mm

 Mikro Fasszange fein, gefenstert, fein gerieft,  
 doppelbeweglich  
*micro grasping forceps, fenestrated, fine serrated,  
 double action*


60-30-213

60-33-213

220 mm

5.0 mm

60-30-214

60-33-214

330 mm

5.0 mm

60-30-215

60-33-215

450 mm

5.0 mm

 Mikro Fasszange, gefenstert, gerieft,  
 doppelbeweglich  
*micro grasping forceps, fenestrated, serrated,  
 double action*


60-30-216

60-33-216

220 mm

5.0 mm

60-30-217

60-33-217

330 mm

5.0 mm







60-30-218

60-33-218

450 mm

5.0 mm

 Fasszange mit aggressiver Zahnung, gefenstert,  
 doppelbeweglich  
*grasping forceps with aggressive teeth,  
 fenestrated, double action*

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-219	60-33-219	220 mm	5.0 mm	Fasszange mit aggressiver Zahnung, gelocht, doppelbeweglich <i>grasping forceps with aggressive teeth, perforated, double action</i>			
60-30-220	60-33-220	330 mm	5.0 mm				
60-30-221	60-33-221	450 mm	5.0 mm				
60-30-222	60-33-222	220 mm	5.0 mm	Shark Krallengreifer, 2x3 aggressive Zähne, doppelbeweglich <i>shark claw claws, 2x3 aggressive teeth, double action</i>			
60-30-223	60-33-223	330 mm	5.0 mm				
60-30-224	60-33-224	450 mm	5.0 mm				
60-30-225	60-33-225	220 mm	5.0 mm	<b>KOCHER</b> Fasszange, 2x3 Zähne, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 2x3 teeth, serrated, double action</i>			
60-30-226	60-33-226	330 mm	5.0 mm				
60-30-227	60-33-227	450 mm	5.0 mm				
60-30-228	60-33-228	220 mm	5.0 mm	<b>ALLIS</b> Fasszange, 2x4 Zähne, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 2x4 teeth, serrated, double action</i>			
60-30-229	60-33-229	330 mm	5.0 mm				
60-30-230	60-33-230	450 mm	5.0 mm				
60-30-231	60-33-231	220 mm	5.0 mm	<b>ALLIS</b> Fasszange, 1x2 Zähne, mit Kehle, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 1x2 teeth, with throat, serrated, double action</i>			
60-30-232	60-33-232	330 mm	5.0 mm				
60-30-233	60-33-233	450 mm	5.0 mm				
60-30-234	60-33-234	220 mm	5.0 mm	Fasszange schmal, 2x4 Zähne, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps small, 2x4 teeth, serrated, double action</i>			
60-30-235	60-33-235	330 mm	5.0 mm				
60-30-236	60-33-236	450 mm	5.0 mm				

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**


60-30-237

60-33-237

220 mm

5.0 mm

60-30-238

60-33-238

330 mm


5.0 mm

60-30-239

60-33-239

450 mm

5.0 mm

 Fasszange, 1x2 Zähne spitz, doppelbeweglich  
*grasping forceps, 1x2 teeth pointed,  
 double action*


60-30-240

60-33-240

220 mm

5.0 mm

60-30-241

60-33-241

330 mm

5.0 mm

60-30-242

60-33-242

450 mm

5.0 mm

 Alligator Fasszange, retrograde Zahnung,  
 doppelbeweglich  
*alligator grasping forceps, retrograde teeth,  
 double action*


60-30-243

60-33-243

220 mm

5.0 mm

60-30-244

60-33-244

330 mm

5.0 mm

60-30-245

60-33-245

450 mm

5.0 mm

 Fasszange, 2x4 Zähne, wellenförmig gerieft,  
 doppelbeweglich  
*grasping forceps, 2x4 teeth, wavy serrated,  
 double action*


60-30-246

60-33-246

220 mm

5.0 mm

60-30-247

60-33-247

330 mm

5.0 mm

60-30-248

60-33-248

450 mm

5.0 mm

**DAVIS**

 Fasszange, 2x3 stumpfe Zähne, gerieft,  
 doppelbeweglich  
*grasping forceps, 2x3 blunt teeth, serrated,  
 double action*


60-30-249

60-33-249

220 mm

5.0 mm

60-30-250

60-33-250

330 mm

5.0 mm

60-30-251

60-33-251




450 mm





5.0 mm

**DE BAKEY**







 Pick Up Fasszange, atraumatisch,  
 doppelbeweglich  
*pick up grasping forceps, atraumatic, double  
 action*







**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**     **EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-252	60-33-252	220 mm	5.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 25mm, atraumatisch, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 25mm, atraumatic, double action</i>	
60-30-253	60-33-253	330 mm	5.0 mm		
60-30-254	60-33-254	450 mm	5.0 mm		
60-30-255	60-33-255	220 mm	5.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 40 mm, atraumatisch, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 40 mm, atraumatic, double action</i>	
60-30-256	60-33-256	330 mm	5.0 mm		
60-30-257	60-33-257	450 mm	5.0 mm		
60-30-258	60-33-258	220 mm	5.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 60 mm, atraumatisch, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 60 mm, atraumatic, double action</i>	
60-30-259	60-33-259	330 mm	5.0 mm		
60-30-260	60-33-260	450 mm	5.0 mm		

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-261	60-33-261	220 mm	5.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 34 mm, atraumatisch, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 34 mm, atraumatic, double action</i>
	60-30-262	60-33-262	330 mm	5.0 mm	
	60-30-263	60-33-263	450 mm	5.0 mm	
	60-30-264	60-33-264	220 mm	5.0 mm	<b>ALLIS</b> Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>
	60-30-265	60-33-265	330 mm	5.0 mm	
	60-30-266	60-33-266	450 mm	5.0 mm	
	60-30-267	60-33-267	220 mm	5.0 mm	<b>ALLIS LIN</b> Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>
	60-30-268	60-33-268	330 mm	5.0 mm	
	60-30-269	60-33-269	450 mm	5.0 mm	
	60-30-270	60-33-270	220 mm	5.0 mm	<b>BABCOCK</b> Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>
	60-30-271	60-33-271	330 mm	5.0 mm	
	60-30-272	60-33-272	450 mm	5.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY				
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-273	60-33-273	220 mm	5.0 mm	<b>BABCOCK</b> Fasszange, gelocht, doppelbeweglich <i>grasping forceps, with hole, double action</i>	
60-30-274	60-33-274	330 mm	5.0 mm		
60-30-275	60-33-275	450 mm	5.0 mm		
60-30-276	60-33-276	220 mm	5.0 mm	<b>BABCOCK</b> Schaufel-Fasszange, doppelbeweglich <i>paddle grasping forceps, double action</i>	
60-30-277	60-33-277	330 mm	5.0 mm		
60-30-278	60-33-278	450 mm	5.0 mm		
60-30-279	60-33-279	220 mm	5.0 mm	Tubenfasszange, glatt, doppelbeweglich <i>tubes grasping forceps, smooth, double action</i>	
60-30-280	60-33-280	330 mm	5.0 mm		
60-30-281	60-33-281	450 mm	5.0 mm		
60-30-282	60-33-282	220 mm	5.0 mm	Fasszange, innen glatt, außen gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, smooth inside, serrated outside, double action</i>	
60-30-283	60-33-283	330 mm	5.0 mm		
60-30-284	60-33-284	450 mm	5.0 mm		
60-30-285	60-33-285	220 mm	5.0 mm	Präparierzange, fein, rechts gebogen, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>dissecting forceps, fine, curved right, cross-serrated, double action</i>	
60-30-286	60-33-286	330 mm	5.0 mm		
60-30-287	60-33-287	450 mm	5.0 mm		

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-288	60-33-288	220 mm	5.0 mm	Tenaculum Hakenzange, 30 mm, doppelbeweglich <i>tenaculum hook forceps, 30 mm, double action</i>
	60-30-289	60-33-289	330 mm	5.0 mm	
	60-30-290	60-33-290	450 mm	5.0 mm	
	60-30-291	60-33-291	220 mm	5.0 mm	Tenaculum Hakenzange, 20 mm, doppelbeweglich <i>tenaculum hook forceps, 20 mm, double action</i>
	60-30-292	60-33-292	330 mm	5.0 mm	
	60-30-293	60-33-293	450 mm	5.0 mm	
	60-30-294	60-33-294	220 mm	5.0 mm	<b>ENDOCLINCH</b> Fasszange, gefenstert, wellenförmig, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, waved, double action</i>
	60-30-295	60-33-295	330 mm	5.0 mm	
	60-30-296	60-33-296	450 mm	5.0 mm	
	60-30-297	60-33-297	220 mm	5.0 mm	Knotenschieber mit Schere, doppelbeweglich <i>knot pusher with scissors, double action</i>
	60-30-298	60-33-298	330 mm	5.0 mm	
	60-30-299	60-33-299	450 mm	5.0 mm	
	60-30-315	60-33-315	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gerade, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, straight, serrated, single action</i>
	60-30-316	60-33-316	330 mm	5.0 mm	
	60-30-317	60-33-317	450 mm	5.0 mm	
	60-30-318	60-33-318	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gebogen, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, curved, serrated, single action</i>
	60-30-319	60-33-319	330 mm	5.0 mm	
	60-30-320	60-33-320	450 mm	5.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
		60-30-321	60-33-321	220 mm	5.0 mm	Fasszange, kreuzgerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, cross-serrated, single action</i>	
		60-30-322	60-33-322	330 mm	5.0 mm		
		60-30-323	60-33-323	450 mm	5.0 mm		
		60-30-324	60-33-324	220 mm	5.0 mm	Alligator Fasszange, einfach beweglich <i>alligator grasping forceps, single action</i>	
		60-30-325	60-33-325	330 mm	5.0 mm		
		60-30-326	60-33-326	450 mm	5.0 mm		
		60-30-327	60-33-327	220 mm	5.0 mm	Fasszange, einfach beweglich <i>grasping forceps, single action</i>	
		60-30-328	60-33-328	330 mm	5.0 mm		
		60-30-329	60-33-329	450 mm	5.0 mm		
		60-30-330	60-33-330	220 mm	5.0 mm	<b>KOCHER</b> Fasszange, 2x4 Zähne, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, 2x4 teeth, serrated, single action</i>	
		60-30-331	60-33-331	330 mm	5.0 mm		
		60-30-332	60-33-332	450 mm	5.0 mm		
		60-30-333	60-33-333	220 mm	5.0 mm	Wellengreifer, einfach beweglich <i>wave claws, single action</i>	
		60-30-334	60-33-334	330 mm	5.0 mm		
		60-30-335	60-33-335	450 mm	5.0 mm		
		60-30-336	60-33-336	220 mm	5.0 mm	Retraction Fasszange, gerieft, einfach beweglich <i>retraction grasping forceps, serrated, single action</i>	
		60-30-337	60-33-337	330 mm	5.0 mm		
		60-30-338	60-33-338	450 mm	5.0 mm		

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**


60-30-339

60-33-339

220 mm

5.0 mm

60-30-340

60-33-340

330 mm

5.0 mm

60-30-341

60-33-341

450 mm

5.0 mm

 Krallengreifer, 1x2 Zähne, einfach beweglich  
*claw claws, 1x2 teeth, single action*


60-30-342

60-33-342

220 mm

5.0 mm

60-30-343

60-33-343

330 mm

5.0 mm

60-30-344

60-33-344

450 mm

5.0 mm

 Krallengreifer, 2x3 Zähne, einfach beweglich  
*claw claws, 2x3 teeth, single action*


60-30-345

60-33-345

220 mm

5.0 mm

60-30-346

60-33-346

330 mm

5.0 mm

60-30-347

60-33-347

450 mm

5.0 mm

 Fasszange, 12 mm, gefenestert, gerieft,  
 einfach beweglich  
*grasping forceps, 12 mm, fenestrated, serrated,  
 single action*


60-30-348

60-33-348

220 mm

5.0 mm

60-30-349

60-33-349

330 mm

5.0 mm

60-30-350

60-33-350

450 mm

5.0 mm

 Fasszange, 20 mm, gefenestert, gerieft,  
 einfach beweglich  
*grasping forceps, 20 mm, fenestrated, serrated,  
 single action*


60-30-351

60-33-351

220 mm

5.0 mm

60-30-352

60-33-352

330 mm

5.0 mm






60-30-353

60-33-353


450 mm

5.0 mm

 Fasszange, 40 mm, gefenestert, gerieft,  
 einfach beweglich  
*grasping forceps, 40 mm, fenestrated, serrated,  
 single action*







INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY					
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description		
60-30-354	60-33-354	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert, mit 2 Öffnungen, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, fenestrated, with 2 holes, serrated, single action</i>		
60-30-355	60-33-355	330 mm	5.0 mm			
60-30-356	60-33-356	450 mm	5.0 mm			
60-30-357	60-33-357	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert, mit 3 Öffnungen, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, fenestrated, with 3 holes, serrated, single action</i>		
60-30-358	60-33-358	330 mm	5.0 mm			
60-30-359	60-33-359	450 mm	5.0 mm			
60-30-360	60-33-360	220 mm	5.0 mm	Fasszange, gefenstert, mit 2 Öffnungen, leicht gebogen, gerieft, einfach beweglich <i>grasping forceps, fenestrated, with 2 holes, slightly curved, serrated, single action</i>		
60-30-361	60-33-361	330 mm	5.0 mm			
60-30-362	60-33-362	450 mm	5.0 mm			
60-30-363	60-33-363	220 mm	5.0 mm	<b>BABCOCK</b> Fasszange, einfach beweglich <i>grasping forceps, single action</i>		
60-30-364	60-33-364	330 mm	5.0 mm			
60-30-365	60-33-365	450 mm	5.0 mm			
60-30-366	60-33-366	220 mm	5.0 mm	<b>GEE GEE</b> Fasszange, einfach beweglich <i>grasping forceps, single action</i>		
60-30-367	60-33-367	330 mm	5.0 mm			
60-30-368	60-33-368	450 mm	5.0 mm			




Ø 5.0 mm

 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection (60-31-000)


<b>INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT</b>	<b>EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY</b>
--	---


	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Artikel-Nr. Cat. No.</b>	<b>Arbeitslänge Working length</b>	<b>Ø Schaft Ø Shaft</b>	<b>Beschreibung Description</b>
	<b>60-30-300</b>	<b>60-33-300</b>	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich <i>biopsy forceps, oval spoon, double action</i>
	<b>60-30-301</b>	<b>60-33-301</b>	330 mm	5.0 mm	
	<b>60-30-302</b>	<b>60-33-302</b>	450 mm	5.0 mm	
	<b>60-30-303</b>	<b>60-33-303</b>	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval mit Dorn, doppelbeweglich <i>biopsy forceps, oval spoon with thorn,            double action</i>
	<b>60-30-304</b>	<b>60-33-304</b>	330 mm	5.0 mm	
	<b>60-30-305</b>	<b>60-33-305</b>	450 mm	5.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
		60-30-306	60-33-306	220 mm	5.0 mm	Alligator Fasszange mit Löffel und tiefen Zähnen, doppelbeweglich <i>alligator grasping forceps with spoon and depth teeth, double action</i>	
		60-30-307	60-33-307	330 mm	5.0 mm		
		60-30-308	60-33-308	450 mm	5.0 mm		
		60-30-309	60-33-309	220 mm	5.0 mm	Alligator Fasszange mit Löffel, doppelbeweglich <i>alligator grasping forceps with spoon, double action</i>	
		60-30-310	60-33-310	330 mm	5.0 mm		
		60-30-311	60-33-311	450 mm	5.0 mm		
		60-30-312	60-33-312	220 mm	5.0 mm	Prestige Fasszange mit Löffel, wellenförmig, doppelbeweglich <i>prestige grasping forceps with spoon, waved, double action</i>	
		60-30-313	60-33-313	330 mm	5.0 mm		
		60-30-314	60-33-314	450 mm	5.0 mm		
		60-30-369	60-33-369	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval, einfach beweglich <i>biopsy forceps, oval spoon, single action</i>	
		60-30-370	60-33-370	330 mm	5.0 mm		
		60-30-371	60-33-371	450 mm	5.0 mm		
		60-30-372	60-33-372	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval mit Dorn, einfach beweglich <i>biopsy forceps, oval spoon with thorn, single action</i>	
		60-30-373	60-33-373	330 mm	5.0 mm		
		60-30-374	60-33-374	450 mm	5.0 mm		
		60-30-375	60-33-375	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel lang, einfach beweglich <i>biopsy forceps, long spoon, single action</i>	
		60-30-376	60-33-376	330 mm	5.0 mm		
		60-30-377	60-33-377	450 mm	5.0 mm		

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-378	60-33-378	220 mm	5.0 mm	Biopsiezange, Löffel lang mit Dorn, einfach beweglich  <i>biopsy forceps, long spoon with thorn, single action</i>
	60-30-379	60-33-379	330 mm	5.0 mm	
	60-30-380	60-33-380	450 mm	5.0 mm	
	60-30-381	60-33-381	220 mm	5.0 mm	<b>BLAKESLEY</b>  Biopsiezange, einfach beweglich  <i>biopsy forceps, single action</i>
	60-30-382	60-33-382	330 mm	5.0 mm	
	60-30-383	60-33-383	450 mm	5.0 mm	
	60-30-384	60-33-384	220 mm	5.0 mm	Biopsiestanze mit Korb, einfach beweglich  <i>biopsy punch with basket, single action</i>
	60-30-385	60-33-385	330 mm	5.0 mm	
	60-30-386	60-33-386	450 mm	5.0 mm	


A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes, occupying the central portion of the page.

Ø 10.0 mm




 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre (60-31-001)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection and ratchet (60-31-001)

 Instrument komplett  
 Complete instrument






 Einsatz allein  
 Insert only






**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
 Cat. No.**
**Arbeitslänge  
 Working length**
**Ø Schaft  
 Ø Shaft**
**Beschreibung  
 Description**






	<b>60-30-393</b>	<b>60-33-393</b>	220 mm	10.0 mm	<b>MARYLAND</b> Fasszange, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, serrated, double action</i>
	<b>60-30-394</b>	<b>60-33-394</b>	330 mm	10.0 mm	
	<b>60-30-395</b>	<b>60-33-395</b>	450 mm	10.0 mm	
	<b>60-30-396</b>	<b>60-33-396</b>	220 mm	10.0 mm	<b>MIXTER</b> Fasszange 90°, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps 90°, serrated, double action</i>
	<b>60-30-397</b>	<b>60-33-397</b>	330 mm	10.0 mm	
	<b>60-30-398</b>	<b>60-33-398</b>	450 mm	10.0 mm	

**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**  
**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-30-399	60-33-399	220 mm	10.0 mm	<b>MIXTER</b> Fasszange 90°, feine Zahnung, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps 90°, fine teeth, serrated, double action</i>	
60-30-400	60-33-400	330 mm	10.0 mm		
60-30-401	60-33-401	450 mm	10.0 mm		
60-30-402	60-33-402	220 mm	10.0 mm	<b>OVERHOLT</b> Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>	
60-30-403	60-33-403	330 mm	10.0 mm		
60-30-404	60-33-404	450 mm	10.0 mm		
60-30-405	60-33-405	220 mm	10.0 mm	<b>OVERHOLT MIXTER</b> Fasszange, schlankes Maul, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, slim jaw, serrated, double action</i>	
60-30-406	60-33-406	330 mm	10.0 mm		
60-30-407	60-33-407	450 mm	10.0 mm		
60-30-408	60-33-408	220 mm	10.0 mm	Präparierzange, rechts gebogen, fein, doppelbeweglich <i>dissecting forceps, curved right, fine, double action</i>	
60-30-409	60-33-409	330 mm	10.0 mm		
60-30-410	60-33-410	450 mm	10.0 mm		
60-30-411	60-33-411	220 mm	10.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 60 mm, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 60 mm, double action</i>	
60-30-412	60-33-412	330 mm	10.0 mm		
60-30-413	60-33-413	450 mm	10.0 mm		

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-414	60-33-414	220 mm	10.0 mm	<b>DE BAKEY</b> Fasszange, 40 mm, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 40 mm, double action</i>
	60-30-415	60-33-415	330 mm	10.0 mm	
	60-30-416	60-33-416	450 mm	10.0 mm	
	60-30-417	60-33-417	220 mm	10.0 mm	Biopsiezange, Löffel lang mit Dorn, einfach beweglich <i>biopsy forceps, long spoon with thorn, single action</i>
	60-30-418	60-33-418	330 mm	10.0 mm	
	60-30-419	60-33-419	450 mm	10.0 mm	
	60-30-420	60-33-420	220 mm	10.0 mm	Fasszange, 60 mm, mit Kehle, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 60 mm, serrated with throat, double action</i>
	60-30-421	60-33-421	330 mm	10.0 mm	
	60-30-422	60-33-422	450 mm	10.0 mm	
	60-30-423	60-33-423	220 mm	10.0 mm	Fasszange, 40 mm, gerieft, mit Kehle, doppelbeweglich <i>grasping forceps, 40 mm, serrated with throat, double action</i>
	60-30-424	60-33-424	330 mm	10.0 mm	
	60-30-425	60-33-425	450 mm	10.0 mm	
	60-30-426	60-33-426	220 mm	10.0 mm	<b>DORSEY</b> Fasszange, gefenestert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, serrated, double action</i>
	60-30-427	60-33-427	330 mm	10.0 mm	
	60-30-428	60-33-428	450 mm	10.0 mm	

INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY					
Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description		
60-30-429	60-33-429	220 mm	10.0 mm	<b>BABCOCK</b>  Fasszange, rund gefenstert, gerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, round fenestrated, serrated, double action</i>		
60-30-430	60-33-430	330 mm	10.0 mm			
60-30-431	60-33-431	450 mm	10.0 mm			
60-30-432	60-33-432	220 mm	10.0 mm	<b>BABCOCK</b>  Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>		
60-30-433	60-33-433	330 mm	10.0 mm			
60-30-434	60-33-434	450 mm	10.0 mm			
60-30-435	60-33-435	220 mm	10.0 mm	<b>BABCOCK</b>  Fasszange, mit Schaufel, doppelbeweglich <i>grasping forceps, with paddle, double action</i>		
60-30-436	60-33-436	330 mm	10.0 mm			
60-30-437	60-33-437	450 mm	10.0 mm			
60-30-438	60-33-438	220 mm	10.0 mm	<b>DUVAL</b>  Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>		
60-30-439	60-33-439	330 mm	10.0 mm			
60-30-440	60-33-440	450 mm	10.0 mm			
60-30-441	60-33-441	220 mm	10.0 mm	<b>COLLIN</b>  Fasszange, gefenstert, gezahnt, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, toothed, double action</i>		
60-30-442	60-33-442	330 mm	10.0 mm			
60-30-443	60-33-443	450 mm	10.0 mm			

	INSTRUMENT KOMPLETT COMPLETE INSTRUMENT	EINSATZ ALLEIN INSERT ONLY			
	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-30-444	60-33-444	220 mm	10.0 mm	Fasszange, gefenestert, kreuzgerieft, doppelbeweglich <i>grasping forceps, fenestrated, cross-serrated, double action</i>
	60-30-445	60-33-445	330 mm	10.0 mm	
	60-30-446	60-33-446	450 mm	10.0 mm	
	60-30-447	60-33-447	220 mm	10.0 mm	<b>ALLIS</b> Fasszange, ohne Kehle, doppelbeweglich <i>grasping forceps, without throat, double action</i>
	60-30-448	60-33-448	330 mm	10.0 mm	
	60-30-449	60-33-449	450 mm	10.0 mm	
	60-30-450	60-33-450	220 mm	10.0 mm	<b>ALLIS</b> Fasszange, doppelbeweglich <i>grasping forceps, double action</i>
	60-30-451	60-33-451	330 mm	10.0 mm	
	60-30-452	60-33-452	450 mm	10.0 mm	
	60-30-453	60-33-453	220 mm	10.0 mm	Krallengreifer, 2x3 Zähne, doppelbeweglich <i>claw claws, 2x3 teeth, double action</i>
	60-30-454	60-33-454	330 mm	10.0 mm	
	60-30-455	60-33-455	450 mm	10.0 mm	
	60-30-456	60-33-456	220 mm	10.0 mm	Anvil Fasszange, doppelbeweglich <i>anvil grasping forceps, double action</i>
	60-30-457	60-33-457	330 mm	10.0 mm	
	60-30-458	60-33-458	450 mm	10.0 mm	



**INSTRUMENT**  
**KOMPLETT**  
**COMPLETE**  
**INSTRUMENT**

**EINSATZ**  
**ALLEIN**  
**INSERT ONLY**

Artikel-Nr. <i>Cat. No.</i>	Artikel-Nr. <i>Cat. No.</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Ø Schaft <i>Ø Shaft</i>	Beschreibung <i>Description</i>
60-30-459	60-33-459	220 mm	10.0 mm	Tenaculum Hakenzange, doppelbeweglich <i>tenaculum hook forceps, double action</i>
60-30-460	60-33-460	330 mm	10.0 mm	
60-30-461	60-33-461	450 mm	10.0 mm	



Ø 10,0 mm

 3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und Sperre (60-31-001)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection and ratchet (60-31-001)

**INSTRUMENT  
KOMPLETT  
COMPLETE  
INSTRUMENT**
**EINSATZ  
ALLEIN  
INSERT ONLY**
**Artikel-Nr.  
Cat. No.**
**Artikel-Nr.  
Cat. No.**
**Arbeitslänge  
Working length**
**Ø Schaft  
Ø Shaft**
**Beschreibung  
Description**


60-30-462

60-33-462

220 mm

10.0 mm

**GEE GEE**

60-30-463

60-33-463

330 mm

10.0 mm

 Fasszange, einfach beweglich  
 grasping forceps, single action

60-30-464

60-33-464

450 mm

10.0 mm



60-30-465

60-33-465

220 mm

10.0 mm

60-30-466

60-33-466

330 mm

10.0 mm

 Krallengreifer, 2x3 Zähne einfach beweglich  
 claw claws, 2x3 teeth, single action

60-30-467


60-33-467

450 mm

10.0 mm

Ø 10,0 mm

3-teilig zerlegbar, Schaft isoliert, Einsatz, PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000)  
 3-part detachable, Shaft insulated, Insert, PEEK handle with HF-connection (60-31-000)



**INSTRUMENT  
 KOMPLETT  
 COMPLETE  
 INSTRUMENT**      **EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
60-30-468	60-33-468	220 mm	10.0 mm	Biopsiezange, Löffel oval, einfach beweglich <i>biopsy forceps, oval spoon, single action</i>
60-30-469	60-33-469	330 mm	10.0 mm	
60-30-470	60-33-470	450 mm	10.0 mm	






Ø 5.0 mm

2-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren PEEK Handgriff mit HF-Anschluss (60-31-000) und einem einmalverwendbaren Einsatz isoliert





2-part system consisting of a reusable PEEK handle with HF-connection (60-31-000) and a single use insert complete insulated

PEEK Handgriff 60-31-000 muss immer separat bestellt werden.  
 PEEK Handle 60-31-000 has to be ordered separately.



**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-34-000	330 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen , klein
	60-34-001	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, curved, small</i>
	60-34-002	330 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, mittel
	60-34-003	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, curved, medium</i>
	60-34-004	330 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, groß
	60-34-005	450 mm	5.0 mm	<i>scissors, curved, large</i>

**EINSATZ  
 ALLEIN  
 INSERT ONLY**

Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-34-006	330 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gerade, mittel <i>scissors, straight, medium</i>	
60-34-007	450 mm	5.0 mm		
60-34-008	330 mm	5.0 mm	<b>METZENBAUM</b> Schere, gerade, groß <i>scissors, straight, large</i>	
60-34-009	450 mm	5.0 mm		
60-34-010	330 mm	5.0 mm	<b>MARYLAND</b> Fasszange <i>grasping forceps</i>	
60-34-011	450 mm	5.0 mm		
60-34-012	330 mm	5.0 mm	<b>ENDOCLINCH</b> Fasszange <i>grasping forceps</i>	
60-34-013	450 mm	5.0 mm		

Ø 5.0 mm


 Einwegspitze isoliert  
 Tip insulated single use

 Schaft isoliert mit Schraubkappe + Zugstange  
 Shaft insulated with screw cap + Connection rod

 PEEK Handgriff  
 PEEK Handle

4-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren Griff, einem wiederverwendbaren isolierten Schaft, einer Zugstange mit einfachem Schnappverschluss und einer einmalverwendbaren Spitze

4-part system consisting of a reusable handle and reusable shaft insulated, a connection rod with easy snap lock and a single use tip


 Artikel-Nr.  
 Cat. No.

 Beschreibung  
 Description

60-34-018

 PEEK Handgriff mit HF-Anschluss  
 PEEK handle with HF-connectin

 Artikel-Nr.  
 Cat. No.

 Arbeitslänge  
 Working length

 Beschreibung  
 Description

60-34-014








330 mm

 Schaft isoliert, mit Schraubkappe  
 shaft insulated, with screw cap

60-34-015




450 mm







Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Beschreibung Description
60-34-016	330 mm	Zugstange mit einfachem Schnappverschluss für Schaft 330 mm <i>connection rod with easy snap lock for shaft 330 mm</i>
60-34-017	450 mm	Zugstange mit einfachem Schnappverschluss für Schaft 450 mm <i>connection rod with easy snap lock for shaft 450 mm</i>

Artikel-Nr. Cat. No.	Beschreibung Description	Einwegspitzen isoliert Tips insulated single use
60-34-019	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, klein <i>scissors, curved, small</i>	
60-34-020	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, mittel <i>scissors, curved, medium</i>	
60-34-021	<b>METZENBAUM</b> Schere, gebogen, groß <i>scissors, curved, large</i>	
60-34-022	<b>METZENBAUM</b> Schere, gerade, mittel <i>scissors, straight, medium</i>	
60-34-023	<b>METZENBAUM</b> Schere, gerade, groß <i>scissors, straight, large</i>	
60-34-024	<b>MARYLAND</b> Fasszange <i>grasping forceps</i>	
60-34-025	<b>ENDOCLINCH</b> Fasszange <i>grasping forceps</i>	


**Nadelhalter mit eloxiertem Aluminium-Axialgriff, gerade, nicht zerlegbar**  
*Needleholder with aluminium anodized axial handle, straight, non detachable*












	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-35-000	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade <i>needleholder, TC inserts, straight</i>
	60-35-001	450 mm	5.0 mm	
	60-35-002	220 mm	3.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade <i>needleholder, TC inserts, straight</i>
	60-35-003	330 mm	3.0 mm	
	60-35-004	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, links gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved left</i>
	60-35-005	450 mm	5.0 mm	

Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-35-006	220 mm	3.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, links gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved left</i>	
60-35-007	330 mm	3.0 mm		
60-35-008	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, rechts gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved right</i>	
60-35-009	450 mm	5.0 mm		
60-35-010	220 mm	3.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, rechts gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved right</i>	
60-35-011	330 mm	3.0 mm		
60-35-012	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter Flamingo, diamantiert <i>needleholder Flamingo, diamond dust coated</i>	
60-35-013	450 mm	5.0 mm		
60-35-014	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade, 1x2 Zähne, beschichtet <i>needleholder, TC inserts, straight, 1x2 teeth, coated</i>	
60-35-015	450 mm	5.0 mm		
60-35-016	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, gerade, gerieft <i>needleholder, straight, serrated</i>	
60-35-017	450 mm	5.0 mm		






**Nadelhalter mit eloxiertem Aluminium-Axialgriff, gebogen, nicht zerlegbar**  
*Needleholder with aluminium anodized axial handle, curved, non detachable*



	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-35-020	330 mm	5.0 mm	<i>Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade needleholder, TC inserts, straight</i>
	60-35-021	450 mm	5.0 mm	
	60-35-022	220 mm	3.0 mm	<i>Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade needleholder, TC inserts, straight</i>
	60-35-023	330 mm	3.0 mm	
	60-35-024	330 mm	5.0 mm	<i>Nadelhalter, TC-Einlagen, links gebogen needleholder, TC inserts, curved left</i>
	60-35-025	450 mm	5.0 mm	

Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description	
60-35-026	220 mm	3.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, links gebogen needleholder, TC inserts, curved left	
60-35-027	330 mm	3.0 mm		
60-35-028	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, rechts gebogen needleholder, TC inserts, curved right	
60-35-029	450 mm	5.0 mm		
60-35-030	220 mm	3.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, rechts gebogen needleholder, TC inserts, curved right	
60-35-031	330 mm	3.0 mm		
60-35-032	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter Flamingo, diamantiert needleholder Flamingo, diamond dust coated	
60-35-033	450 mm	5.0 mm		
60-35-034	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade, 1x2 Zähne, beschichtet needleholder, TC inserts, straight, 1x2 teeth, coated	
60-35-035	450 mm	5.0 mm		
60-35-036	330 mm	5.0 mm	Nadelhalter, gerade, gerieft needleholder, straight, serrated	
60-35-037	450 mm	5.0 mm		

**Nadelhalter mit Axialgriff, nicht zerlegbar**  
*Needleholder with axial handle, non detachable*


	Artikel-Nr. Cat. No.	Arbeitslänge Working length	Ø Schaft Ø Shaft	Beschreibung Description
	60-35-060	220 mm	5.0 mm	Nadelhalter, gerade <i>needleholder, straight</i>
	60-35-061	330 mm	5.0 mm	
	60-35-062	450 mm	5.0 mm	
	60-35-063	220 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, gerade <i>needleholder, TC inserts, straight</i>
	60-35-064	330 mm	5.0 mm	
	60-35-065	450 mm	5.0 mm	
	60-35-066	220 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, links gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved left</i>
	60-35-067	330 mm	5.0 mm	
	60-35-068	450 mm	5.0 mm	
	60-35-069	220 mm	5.0 mm	Nadelhalter, TC-Einlagen, rechts gebogen <i>needleholder, TC inserts, curved right</i>
	60-35-070	330 mm	5.0 mm	
	60-35-071	450 mm	5.0 mm	
	60-35-072	220 mm	5.0 mm	Nadelhalter Flamingo, diamantiert <i>needleholder Flamingo, diamond dust coated</i>
	60-35-073	330 mm	5.0 mm	
	60-35-074	450 mm	5.0 mm	

A large area of horizontal grey lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width and height.

<b>A</b>	<b>Seite</b>
Adhäsionszangen	32
Adhäsionszangen-Einsätze	32
Alligator Fasszangen	36, 41, 45
Alligator Fasszangen-Einsätze	36, 41, 45
<b>ALLIS</b>	
- Fasszangen	35, 38, 52
- Fasszangen-Einsätze	35, 38, 52
Anvil Fasszangen	52
Anvil Fasszangen-Einsätze	52
Automatik-Trokarhülsen	4, 5, 6

<b>B</b>	<b>Seite</b>
<b>BABCOCK</b>	
- Fasszangen	38, 39, 43, 51
- Fasszangen-Einsätze	38, 39, 43, 51
Biopsie- und Fasszangen Ø 5,0 mm	44, 45, 46
Biopsiezangen	50, 55
Biopsiezangen-Einsätze	20, 21, 44, 45, 46, 50, 55
Biopsiezangen Ø 3,0 mm	20
Biopsiezangen Ø 3,5 mm	21
<b>BLAKESLEY</b>	
- Biopsiezangen	46
- Biopsiezangen-Einsätze	46

<b>C</b>	<b>Seite</b>
<b>COLLIN</b>	
- Fasszangen	51
- Fasszangen-Einsätze	51

<b>D</b>	<b>Seite</b>
Darmfasszangen	34
Darmfasszangen-Einsätze	34
<b>DAVIS</b>	
- Fasszangen	36
- Fasszangen-Einsätze	36
<b>DE BAKEY</b>	
- Fasszangen	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
- Fasszangen-Einsätze	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
<b>DORSEY</b>	
- Fasszangen	50
- Fasszangen-Einsätze	50
Duckbill Fasszangen	29
Duckbill Fasszangen-Einsätze	29
<b>DUVAL</b>	
- Fasszangen	51
- Fasszangen-Einsätze	51

<b>E</b>	<b>Seite</b>
<b>Einsätze</b>	
- Adhäsionszangen	32
- Alligator Fasszangen	36, 41, 45
- ALLIS Fasszangen	35, 38, 52
- Anvil Fasszangen	52
- BABCOCK Fasszangen	38, 39, 43, 51
- Biopsiezangen	20, 21, 44, 45, 46, 50, 55
- BLAKESLEY Biopsiezangen	46
- COLLIN Fasszangen	51
- Darmfasszangen	34
- DAVIS Fasszangen	36
- DE BAKEY Fasszangen	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
- DORSEY Fasszangen	50
- Duckbill Fasszangen	29
- DUVAL Fasszangen	51
- ENDOCLINCH Fasszangen	40
- Endo-Scheren	27
- Fasszangen	23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53
- Fundus Fasszangen	19, 23, 32
- GEE GEE Fasszangen	43, 54
- Hakenscheren	16, 21, 27
- KELLY Fasszangen	29
- Knotenschieber mit Schere	40
- KOCHER Fasszangen	35, 41
- Krallengreifer	42, 52, 54
- MARYLAND Fasszangen	18, 22, 30, 48
- METZENBAUM Scheren	17, 21, 24, 25, 26
- Mikro Fasszangen	34
- Mikro-Scheren	17, 27
- MIXTER Fasszangen	19, 23, 30, 48, 49
- Ovarien-Fasszangen	29
- OVERHOLT Fasszangen	49
- OVERHOLT MIXTER Fasszangen	49
- Peritoneal-Scheren	27
- Präparierzangen	39, 49
- Prestige Fasszangen	45
- Pylorus Spreizer	19
- Retraktion Fasszangen	41
- Scheren	21, 24, 25, 26, 27
- Tenaculum Hakenzangen	40, 53

<b>E</b>	<b>Seite</b>	<b>K</b>	<b>Seite</b>
- Tubenfasszangen	39	<b>KELLY</b>	
- Universal Fasszangen	32	- Fasszangen	29
- Wellengreifer	41	- Fasszangen-Einsätze	29
Einwegeinsätze		Knotenschieber mit Schere	40
- ENDOCLINCH Fasszangen	57	Knotenschieber mit Scheren-Einsätze	40
- MARYLAND Fasszangen	57	KOCHER	
- METZENBAUM Scheren	56, 57	- Fasszangen	35, 41
Einweginstrumente Ø 5,0 mm	56, 57, 58	- Fasszangen-Einsätze	35, 41
Einwegspitzen		Krallengreifer	42, 52, 54
- ENDOCLINCH Fasszangen	59	Krallengreifer-Einsätze	42, 52, 54
- MARYLAND Fasszangen	59		
- METZENBAUM Scheren	59	<b>L</b>	<b>Seite</b>
<b>ENDOCLINCH</b>		Laparoskope	2
- Fasszangen	40		
- Fasszangen-Einsätze	40	<b>M</b>	<b>Seite</b>
- Fasszangen-Einwegeinsätze	57	<b>MARYLAND</b>	
- Fasszangen-Einwegspitzen	59	- Fasszangen	18, 22, 30, 48
Endo-Scheren	27	- Fasszangen-Einsätze	18, 22, 30, 48
Endo-Scheren-Einsätze	27	- Fasszangen-Einwegeinsätze	57
		- Fasszangen-Einwegspitzen	59
<b>F</b>	<b>Seite</b>	<b>METZENBAUM</b>	
Fass- und Biopsiezangen Ø 10,0 mm	54, 55	- Scheren	17, 21, 24, 25, 26
Fass- und Dissektionszangen Ø 10,0 mm	48, 49, 50, 51, 52, 53	- Scheren-Einsätze	17, 21, 24, 25, 26
Fass- und Dissektionszangen Ø 3,0 mm	18, 19	- Scheren-Einwegeinsätze	56, 57
Fass- und Dissektionszangen Ø 3,5 mm	22, 23	- Scheren-Einwegspitzen	59
Fass- und Dissektionszangen Ø 5,0 mm	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Mikro-Fasszangen	34
Fasszangen	23	Mikro-Fasszangen-Einsätze	34
Fasszangen-Einsätze	23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53	Mikro-Scheren	17, 27
Fundus Fasszangen	19, 23, 32	Mikro-Scheren-Einsätze	17, 27
Fundus Fasszangen-Einsätze	19, 23, 32	<b>MIXTER</b>	
		- Fasszangen	19, 23, 30, 48, 49
		- Fasszangen-Einsätze	19, 23, 30, 48, 49
<b>G</b>	<b>Seite</b>	<b>N</b>	<b>Seite</b>
<b>GEE GEE</b>		Nadelhalter mit Axialgriff	60, 61, 62, 63, 64
- Fasszangen	43, 54		
- Fasszangen-Einsätze	43, 54	<b>O</b>	<b>Seite</b>
Griffe	12, 13, 58	Ovarien-Fasszangen	29
		Ovarien-Fasszangen-Einsätze	29
<b>H</b>	<b>Seite</b>	<b>OVERHOLT</b>	
Hakenscheren	16, 21, 27	- Fasszangen	49
Hakenscheren-Einsätze	16, 21, 27	- Fasszangen-Einsätze	49
		<b>OVERHOLT MIXTER</b>	
<b>I</b>	<b>Seite</b>	- Fasszangen	49
Insufflationskanülen	3	- Fasszangen-Einsätze	49

<b>P</b>	<b>Seite</b>
PEEK Griffe	12, 13, 58
Peritoneal-Scheren	27
Peritoneal-Scheren-Einsätze	27
Präparierzangen	39, 49
Präparierzangen-Einsätze	39, 49
Prestige Fasszangen	45
Prestige Fasszangen-Einsätze	45
Pylorus Spreizer	19
Pylorus Spreizer-Einsätze	19

<b>R</b>	<b>Seite</b>
Reduzierer für Trokarhülsen	10
Retraktion Fasszangen	41
Retraktion Fasszangen-Einsätze	41

<b>S</b>	<b>Seite</b>
Schäfte	14, 15, 58
Schaftrohre	9
Scheren-Einsätze	21, 24, 25, 26
Scheren Ø 3,5 mm	21
Scheren Ø 3.0 mm	16, 17
Scheren Ø 5,0 mm	24, 25, 26, 27
Schraubkappen	15
Shark Krallengreifer	35
Shark Krallengreifer-Einsätze	35
Sicherheitstrokare	8

<b>T</b>	<b>Seite</b>
Tenaculum Hakenzangen	40, 53
Tenaculum Hakenzangen-Einsätze	40, 53
Trokare	7
Tubenfasszangen	39
Tubenfasszangen-Einsätze	39

<b>U</b>	<b>Seite</b>
Universal Fasszangen	32
Universal Fasszangen-Einsätze	32

<b>V</b>	<b>Seite</b>
<b>VERESS</b>	
- Insufflationskanülen	3

<b>W</b>	<b>Seite</b>
Wellengreifer	41
Wellengreifer-Einsätze	41

<b>Z</b>	<b>Seite</b>
Zugstangen	59

<b>A</b>	<b>Page</b>
Adhesion Forceps	32
Adhesion Forceps Inserts	32
Alligator Grasping Forceps	36, 41, 45
Alligator Grasping Forceps Inserts	36, 41, 45
<b>ALLIS</b>	
- Grasping Forceps	35, 38
- Grasping Forceps Inserts	35, 38, 52
Anvil Grasping Forceps	52
Anvil Grasping Forceps Inserts	52
Automatic Trocar Sleeves	4, 5, 6

<b>B</b>	<b>Page</b>
<b>BABCOCK</b>	
- Grasping Forceps Inserts	38, 39, 43, 51
- Grasping Forceps	38, 39, 43, 51
Biopsy and Grasping Forceps Ø 5.0 mm	44, 45, 46
Biopsy Forceps	50, 55
Biopsy Forceps Inserts	20, 21, 44, 45, 46, 50, 55
Biopsy Forceps Ø 3.0 mm	20
Biopsy Forceps Ø 3.5 mm	21
<b>BLAKESLEY</b>	
- Biopsy Forceps	46
- Biopsy Forceps Inserts	46

<b>C</b>	<b>Page</b>
Claw Claws	42, 52, 54
Claw Claws Inserts	42, 52, 54
<b>COLLIN</b>	
- Grasping Forceps	51

<b>D</b>	<b>Page</b>
<b>DAVIS</b>	
- Grasping Forceps	36
- Grasping Forceps Inserts	36
<b>DE BAKEY</b>	
- Grasping Forceps	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
- Grasping Forceps Inserts	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
Disposable Inserts	
- ENDOCLINCH Grasping Forceps	57
- MARYLAND Grasping Forceps	57
- METZENBAUM Scissors	56, 57
Disposable Instruments Ø 5.0 mm	56, 57, 58
Dissecting Forceps	39, 49
Dissecting Forceps Inserts	39, 49
<b>DORSEY</b>	
- Grasping Forceps	50

<b>. . . D</b>	<b>Page</b>
- Grasping Forceps Inserts	50
Duckbill Grasping Forceps	29
Duckbill Grasping Forceps Inserts	29
<b>DUVAL</b>	
- Grasping Forceps	51
- Grasping Forceps Inserts	51

<b>E</b>	<b>Page</b>
Endo Scissors	27
Endo Scissors Inserts	27
<b>ENDOCLINCH</b>	
- Grasping Forceps	40
- Grasping Forceps Disposable Inserts	57
- Grasping Forceps Inserts	40
- Grasping Forceps Tips Single Use	59

<b>F</b>	<b>Page</b>
Fundus Grasping Forceps	19, 23, 32
Fundus Grasping Forceps Inserts	19, 23, 32

<b>G</b>	<b>Page</b>
<b>GEE GEE</b>	
- Grasping Forceps	43, 54
- Grasping Forceps Inserts	43, 54
Grasping and Biopsy Forceps Ø 10.0 mm	54, 55
Grasping and Dissecting Forceps Ø 10.0 mm	48, 49, 50, 51, 52, 53
Grasping and Dissecting Forceps Ø 3.0 mm	18, 19
Grasping and Dissecting Forceps Ø 3.5 mm	22, 23
Grasping and Dissecting Forceps Ø 5.0 mm	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Grasping Forceps Inserts	23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53

<b>H</b>	<b>Page</b>
Handles	12, 13, 58
Hook Scissors	16, 21, 27
Hook Scissors Inserts	16, 21, 27

<b>I</b>	<b>Page</b>
Inserts	
- Adhesion Forceps	32
- Alligator Grasping Forceps	36, 41, 45
- ALLIS Grasping Forceps	35, 38, 52
- Anvil Grasping Forceps	52

<b>I</b>	<b>Page</b>
- BABCOCK Grasping Forceps	38, 39, 43, 51
- Biopsy Forceps	20, 21, 44, 45, 46, 50, 55
- BLAKESLEY Biopsy Forceps	46
- Claw Claws	42, 52, 54
- COLLIN Grasping Forceps	51
- DAVIS Grasping Forceps	36
- DE BAKEY Grasping Forceps	18, 22, 36, 37, 38, 49, 50
- Dissecting Forceps	39, 49
- DORSEY Grasping Forceps	50
- Duckbill Grasping Forceps	29
- DUVAL Grasping Forceps	51
- Endo Scissors	27
- ENDOCLINCH Grasping Forceps	40
- Fundus Grasping Forceps	19, 23, 32
- GEE GEE Grasping Forceps	43, 54
- Grasping Forceps	23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53
- Hook Scissors	16, 21, 27
- Intestinal Grasping Forceps	34
- KELLY Grasping Forceps	29
- Knot Pusher with Scissors	40
- KOCHER Grasping Forceps	35, 41
- MARYLAND Grasping Forceps	18, 22, 30, 48
- METZENBAUM Scissors	17, 21, 24, 25, 26
- Micro Grasping Forceps	34
- Micro Scissors	17, 27
- MIXTER Grasping Forceps	19, 23, 30, 48, 49
- Ovarian Grasping Forceps	29
- OVERHOLT Grasping Forceps	49
- OVERHOLT MIXTER Grasping Forceps	49
- Peritoneal Scissors	27
- Prestige Grasping Forceps	45
- Pylorus Spreader	19
- Retraction Grasping Forceps	41
- Scissors	21, 24, 25, 26, 27
- Tenaculum Hook Forceps	40, 53
- Tube Grasping Forceps	39
- Universal Grasping Forceps	32
- Wave Claws	41
Insufflation Cannulae	3
Intestinal Grasping Forceps	34
Intestinal Grasping Forceps Inserts	34

<b>K</b>	<b>Page</b>
<b>KELLY</b>	
- Grasping Forceps	29
- Grasping Forceps Inserts	29
Knot Pusher with Scissors	40
Knot Pusher with Scissors Inserts	40
<b>KOCHER</b>	
- Grasping Forceps	35, 41
- Grasping Forceps Inserts	35, 41

<b>L</b>	<b>Page</b>
Laparoscopes	2

<b>M</b>	<b>Page</b>
<b>MARYLAND</b>	
- Grasping Forceps	18, 22, 30, 48
- Grasping Forceps Disposable Inserts	57
- Grasping Forceps Inserts	18, 22, 30, 48
- Grasping Forceps Tips Single Use	59
<b>METZENBAUM</b>	
- Scissors	17, 21, 24, 25, 26
- Scissors Disposable Inserts	56, 57
- Scissors Inserts	17, 21, 24, 25, 26
- Scissors Tips Single Use	59
Micro Grasping Forceps	34
Micro Grasping Forceps Inserts	34
Micro Scissors	17, 27
Micro Scissors Inserts	17, 27
<b>MIXTER</b>	
- Grasping Forceps	19, 23, 30, 48, 49
- Grasping Forceps Inserts	19, 23, 30, 48, 49

<b>N</b>	<b>Page</b>
Needle Holder with Axial Handle	60, 61, 62, 63, 64

<b>O</b>	<b>Page</b>
Ovarian Grasping Forceps	29
Ovarian Grasping Forceps Inserts	29
<b>OVERHOLT</b>	
- Grasping Forceps	49
- Grasping Forceps Inserts	49
<b>OVERHOLT MIXTER</b>	
- Grasping Forceps	49
- Grasping Forceps Inserts	49

<b>P</b>	<b>Page</b>
PEEK Handles	12, 13, 58
Peritoneal Scissors	27
Peritoneal Scissors Inserts	27
Prestige Grasping Forceps	45
Prestige Grasping Forceps Inserts	45
Pylorus Spreader	19
Pylorus Spreader Inserts	19

<b>R</b>	<b>Page</b>
Reducers for Trocar Sleeves	10
Retraction Grasping Forceps	41
Retraction Grasping Forceps Inserts	41

<b>S</b>	<b>Page</b>
Safety Trocars	8
Scissors Inserts	21, 24, 25, 26
Scissors Ø 3.0 mm	16, 17
Scissors Ø 3.5 mm	21
Scissors Ø 5.0 mm	24, 25, 26, 27
Screw Caps	15
Shafts	14, 15, 58
Shark Claw Claws	35
Shark Claw Claws Inserts	35

<b>T</b>	<b>Page</b>
Tenaculum Hook Forceps	40, 53
Tenaculum Hook Forceps Inserts	40, 53
Tips Insulated Single Use	59
- ENDOCLINCH Grasping Forceps	59
- MARYLAND Grasping Forceps	59
- METZENBAUM Scissors	59
Trocars	7
Tube Grasping Forceps	39
Tube Grasping Forceps Inserts	39
Tubes	9

<b>U</b>	<b>Page</b>
Universal Grasping Forceps	32
Universal Grasping Forceps Inserts	32

<b>V</b>	<b>Page</b>
<b>VERESS</b>	3
- Insufflation Cannulae	

<b>W</b>	<b>Page</b>
Wave Claws	41
Wave Claws Inserts	41

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-20-000	2	60-30-036	21	60-30-083	26	60-30-130	29
60-20-001	2	60-30-037	21	60-30-084	26	60-30-131	29
60-20-002	2	60-30-038	21	60-30-085	26	60-30-132	29
60-20-003	2	60-30-039	22	60-30-086	26	60-30-133	29
60-20-004	2	60-30-040	22	60-30-087	26	60-30-134	29
60-20-005	2	60-30-041	22	60-30-088	26	60-30-135	30
60-20-006	2	60-30-042	22	60-30-089	26	60-30-136	30
60-20-007	2	60-30-043	23	60-30-090	26	60-30-137	30
60-20-008	2	60-30-044	23	60-30-091	26	60-30-138	30
60-20-009	2	60-30-045	23	60-30-092	26	60-30-139	30
60-20-010	2	60-30-046	23	60-30-093	27	60-30-140	30
60-30-000	16	60-30-047	23	60-30-094	27	60-30-141	30
60-30-001	16	60-30-048	23	60-30-095	27	60-30-142	30
60-30-002	16	60-30-049	23	60-30-096	27	60-30-143	30
60-30-003	17	60-30-050	23	60-30-097	27	60-30-144	30
60-30-004	17	60-30-051	24	60-30-098	27	60-30-145	30
60-30-005	17	60-30-052	24	60-30-099	27	60-30-146	30
60-30-006	17	60-30-053	24	60-30-100	27	60-30-147	30
60-30-007	17	60-30-054	24	60-30-101	27	60-30-148	30
60-30-008	17	60-30-055	24	60-30-102	27	60-30-149	30
60-30-009	18	60-30-056	24	60-30-103	27	60-30-150	30
60-30-010	18	60-30-057	25	60-30-104	27	60-30-151	30
60-30-011	18	60-30-058	25	60-30-105	27	60-30-152	30
60-30-012	18	60-30-059	25	60-30-106	27	60-30-153	31
60-30-013	18	60-30-060	25	60-30-107	27	60-30-154	31
60-30-014	18	60-30-061	25	60-30-108	27	60-30-155	31
60-30-015	19	60-30-062	25	60-30-109	27	60-30-156	31
60-30-016	19	60-30-063	25	60-30-110	27	60-30-157	31
60-30-017	19	60-30-064	25	60-30-111	28	60-30-158	31
60-30-018	19	60-30-065	25	60-30-112	28	60-30-159	31
60-30-019	19	60-30-066	25	60-30-113	28	60-30-160	31
60-30-020	19	60-30-067	25	60-30-114	28	60-30-161	31
60-30-021	19	60-30-068	25	60-30-115	28	60-30-162	31
60-30-022	19	60-30-069	25	60-30-116	28	60-30-163	31
60-30-023	19	60-30-070	25	60-30-117	29	60-30-164	31
60-30-024	19	60-30-071	25	60-30-118	29	60-30-165	31
60-30-025	19	60-30-072	25	60-30-119	29	60-30-166	31
60-30-026	19	60-30-073	25	60-30-120	29	60-30-167	31
60-30-027	19	60-30-074	25	60-30-121	29	60-30-168	31
60-30-028	19	60-30-075	26	60-30-122	29	60-30-169	31
60-30-029	19	60-30-076	26	60-30-123	29	60-30-170	31
60-30-030	20	60-30-077	26	60-30-124	29	60-30-171	32
60-30-031	20	60-30-078	26	60-30-125	29	60-30-172	32
60-30-032	20	60-30-079	26	60-30-126	29	60-30-173	32
60-30-033	21	60-30-080	26	60-30-127	29	60-30-174	32
60-30-034	21	60-30-081	26	60-30-128	29	60-30-175	32
60-30-035	21	60-30-082	26	60-30-129	29	60-30-176	32

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-30-177	32	60-30-224	35	60-30-271	38	60-30-318	40
60-30-178	32	60-30-225	35	60-30-272	38	60-30-319	40
60-30-179	32	60-30-226	35	60-30-273	39	60-30-320	40
60-30-180	32	60-30-227	35	60-30-274	39	60-30-321	41
60-30-181	32	60-30-228	35	60-30-275	39	60-30-322	41
60-30-182	32	60-30-229	35	60-30-276	39	60-30-323	41
60-30-183	32	60-30-230	35	60-30-277	39	60-30-324	41
60-30-184	32	60-30-231	35	60-30-278	39	60-30-325	41
60-30-185	32	60-30-232	35	60-30-279	39	60-30-326	41
60-30-186	32	60-30-233	35	60-30-280	39	60-30-327	41
60-30-187	32	60-30-234	35	60-30-281	39	60-30-328	41
60-30-188	32	60-30-235	35	60-30-282	39	60-30-329	41
60-30-189	33	60-30-236	35	60-30-283	39	60-30-330	41
60-30-190	33	60-30-237	36	60-30-284	39	60-30-331	41
60-30-191	33	60-30-238	36	60-30-285	39	60-30-332	41
60-30-192	33	60-30-239	36	60-30-286	39	60-30-333	41
60-30-193	33	60-30-240	36	60-30-287	39	60-30-334	41
60-30-194	33	60-30-241	36	60-30-288	40	60-30-335	41
60-30-195	33	60-30-242	36	60-30-289	40	60-30-336	41
60-30-196	33	60-30-243	36	60-30-290	40	60-30-337	41
60-30-197	33	60-30-244	36	60-30-291	40	60-30-338	41
60-30-198	33	60-30-245	36	60-30-292	40	60-30-339	42
60-30-199	33	60-30-246	36	60-30-293	40	60-30-340	42
60-30-200	33	60-30-247	36	60-30-294	40	60-30-341	42
60-30-201	33	60-30-248	36	60-30-295	40	60-30-342	42
60-30-202	33	60-30-249	36	60-30-296	40	60-30-343	42
60-30-203	33	60-30-250	36	60-30-297	40	60-30-344	42
60-30-204	34	60-30-251	36	60-30-298	40	60-30-345	42
60-30-205	34	60-30-252	37	60-30-299	40	60-30-346	42
60-30-206	34	60-30-253	37	60-30-300	44	60-30-347	42
60-30-207	34	60-30-254	37	60-30-301	44	60-30-348	42
60-30-208	34	60-30-255	37	60-30-302	44	60-30-349	42
60-30-209	34	60-30-256	37	60-30-303	44	60-30-350	42
60-30-210	34	60-30-257	37	60-30-304	44	60-30-351	42
60-30-211	34	60-30-258	37	60-30-305	44	60-30-352	42
60-30-212	34	60-30-259	37	60-30-306	45	60-30-353	42
60-30-213	34	60-30-260	37	60-30-307	45	60-30-354	43
60-30-214	34	60-30-261	38	60-30-308	45	60-30-355	43
60-30-215	34	60-30-262	38	60-30-309	45	60-30-356	43
60-30-216	34	60-30-263	38	60-30-310	45	60-30-357	43
60-30-217	34	60-30-264	38	60-30-311	45	60-30-358	43
60-30-218	34	60-30-265	38	60-30-312	45	60-30-359	43
60-30-219	35	60-30-266	38	60-30-313	45	60-30-360	43
60-30-220	35	60-30-267	38	60-30-314	45	60-30-361	43
60-30-221	35	60-30-268	38	60-30-315	40	60-30-362	43
60-30-222	35	60-30-269	38	60-30-316	40	60-30-363	43
60-30-223	35	60-30-270	38	60-30-317	40	60-30-364	43

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-30-365	43	60-30-418	50	60-30-465	54	60-33-023	19
60-30-366	43	60-30-419	50	60-30-466	54	60-33-024	19
60-30-367	43	60-30-420	50	60-30-467	54	60-33-025	19
60-30-368	43	60-30-421	50	60-30-468	55	60-33-026	19
60-30-369	45	60-30-422	50	60-30-469	55	60-33-027	19
60-30-370	45	60-30-423	50	60-30-470	55	60-33-028	19
60-30-371	45	60-30-424	50	60-31-000	12	60-33-029	19
60-30-372	45	60-30-425	50	60-31-001	12	60-33-030	20
60-30-373	45	60-30-426	50	60-31-002	13	60-33-031	20
60-30-374	45	60-30-427	50	60-31-003	13	60-33-032	20
60-30-375	45	60-30-428	50	60-32-000	14	60-33-033	21
60-30-376	45	60-30-429	51	60-32-001	14	60-33-034	21
60-30-377	45	60-30-430	51	60-32-002	14	60-33-035	21
60-30-378	46	60-30-431	51	60-32-003	14	60-33-036	21
60-30-379	46	60-30-432	51	60-32-004	14	60-33-037	21
60-30-380	46	60-30-433	51	60-32-005	14	60-33-038	21
60-30-381	46	60-30-434	51	60-32-006	15	60-33-039	22
60-30-382	46	60-30-435	51	60-32-007	15	60-33-040	22
60-30-383	46	60-30-436	51	60-32-008	15	60-33-041	22
60-30-384	46	60-30-437	51	60-32-009	15	60-33-042	22
60-30-385	46	60-30-438	51	60-32-010	15	60-33-043	23
60-30-386	46	60-30-439	51	60-32-011	15	60-33-044	23
60-30-393	48	60-30-440	51	60-32-012	15	60-33-045	23
60-30-394	48	60-30-441	51	60-32-013	15	60-33-046	23
60-30-395	48	60-30-442	51	60-33-000	16	60-33-047	23
60-30-396	48	60-30-443	51	60-33-001	16	60-33-048	23
60-30-397	48	60-30-444	52	60-33-002	16	60-33-049	23
60-30-398	48	60-30-445	52	60-33-003	17	60-33-050	23
60-30-399	49	60-30-446	52	60-33-004	17	60-33-051	24
60-30-400	49	60-30-447	52	60-33-005	17	60-33-052	24
60-30-401	49	60-30-448	52	60-33-006	17	60-33-053	24
60-30-402	49	60-30-449	52	60-33-007	17	60-33-054	24
60-30-403	49	60-30-450	52	60-33-008	17	60-33-055	24
60-30-404	49	60-30-451	52	60-33-009	18	60-33-056	24
60-30-405	49	60-30-452	52	60-33-010	18	60-33-057	25
60-30-406	49	60-30-453	52	60-33-011	18	60-33-058	25
60-30-407	49	60-30-454	52	60-33-012	18	60-33-059	25
60-30-408	49	60-30-455	52	60-33-013	18	60-33-060	25
60-30-409	49	60-30-456	52	60-33-014	18	60-33-061	25
60-30-410	49	60-30-457	52	60-33-015	19	60-33-062	25
60-30-411	49	60-30-458	52	60-33-016	19	60-33-063	25
60-30-412	49	60-30-459	53	60-33-017	19	60-33-064	25
60-30-413	49	60-30-460	53	60-33-018	19	60-33-065	25
60-30-414	50	60-30-461	53	60-33-019	19	60-33-066	25
60-30-415	50	60-30-462	54	60-33-020	19	60-33-067	25
60-30-416	50	60-30-463	54	60-33-021	19	60-33-068	25
60-30-417	50	60-30-464	54	60-33-022	19	60-33-069	25

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-33-070	25	60-33-117	29	60-33-164	31	60-33-211	34
60-33-071	25	60-33-118	29	60-33-165	31	60-33-212	34
60-33-072	25	60-33-119	29	60-33-166	31	60-33-213	34
60-33-073	25	60-33-120	29	60-33-167	31	60-33-214	34
60-33-074	25	60-33-121	29	60-33-168	31	60-33-215	34
60-33-075	26	60-33-122	29	60-33-169	31	60-33-216	34
60-33-076	26	60-33-123	29	60-33-170	31	60-33-217	34
60-33-077	26	60-33-124	29	60-33-171	32	60-33-218	34
60-33-078	26	60-33-125	29	60-33-172	32	60-33-219	35
60-33-079	26	60-33-126	29	60-33-173	32	60-33-220	35
60-33-080	26	60-33-127	29	60-33-174	32	60-33-221	35
60-33-081	26	60-33-128	29	60-33-175	32	60-33-222	35
60-33-082	26	60-33-129	29	60-33-176	32	60-33-223	35
60-33-083	26	60-33-130	29	60-33-177	32	60-33-224	35
60-33-084	26	60-33-131	29	60-33-178	32	60-33-225	35
60-33-085	26	60-33-132	29	60-33-179	32	60-33-226	35
60-33-086	26	60-33-133	29	60-33-180	32	60-33-227	35
60-33-087	26	60-33-134	29	60-33-181	32	60-33-228	35
60-33-088	26	60-33-135	30	60-33-182	32	60-33-229	35
60-33-089	26	60-33-136	30	60-33-183	32	60-33-230	35
60-33-090	26	60-33-137	30	60-33-184	32	60-33-231	35
60-33-091	26	60-33-138	30	60-33-185	32	60-33-232	35
60-33-092	26	60-33-139	30	60-33-186	32	60-33-233	35
60-33-093	27	60-33-140	30	60-33-187	32	60-33-234	35
60-33-094	27	60-33-141	30	60-33-188	32	60-33-235	35
60-33-095	27	60-33-142	30	60-33-189	33	60-33-236	35
60-33-096	27	60-33-143	30	60-33-190	33	60-33-237	36
60-33-097	27	60-33-144	30	60-33-191	33	60-33-238	36
60-33-098	27	60-33-145	30	60-33-192	33	60-33-239	36
60-33-099	27	60-33-146	30	60-33-193	33	60-33-240	36
60-33-100	27	60-33-147	30	60-33-194	33	60-33-241	36
60-33-101	27	60-33-148	30	60-33-195	33	60-33-242	36
60-33-102	27	60-33-149	30	60-33-196	33	60-33-243	36
60-33-103	27	60-33-150	30	60-33-197	33	60-33-244	36
60-33-104	27	60-33-151	30	60-33-198	33	60-33-245	36
60-33-105	27	60-33-152	30	60-33-199	33	60-33-246	36
60-33-106	27	60-33-153	31	60-33-200	33	60-33-247	36
60-33-107	27	60-33-154	31	60-33-201	33	60-33-248	36
60-33-108	27	60-33-155	31	60-33-202	33	60-33-249	36
60-33-109	27	60-33-156	31	60-33-203	33	60-33-250	36
60-33-110	27	60-33-157	31	60-33-204	34	60-33-251	36
60-33-111	28	60-33-158	31	60-33-205	34	60-33-252	37
60-33-112	28	60-33-159	31	60-33-206	34	60-33-253	37
60-33-113	28	60-33-160	31	60-33-207	34	60-33-254	37
60-33-114	28	60-33-161	31	60-33-208	34	60-33-255	37
60-33-115	28	60-33-162	31	60-33-209	34	60-33-256	37
60-33-116	28	60-33-163	31	60-33-210	34	60-33-257	37

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-33-258	37	60-33-305	44	60-33-352	42	60-33-405	49
60-33-259	37	60-33-306	45	60-33-353	42	60-33-406	49
60-33-260	37	60-33-307	45	60-33-354	43	60-33-407	49
60-33-261	38	60-33-308	45	60-33-355	43	60-33-408	49
60-33-262	38	60-33-309	45	60-33-356	43	60-33-409	49
60-33-263	38	60-33-310	45	60-33-357	43	60-33-410	49
60-33-264	38	60-33-311	45	60-33-358	43	60-33-411	49
60-33-265	38	60-33-312	45	60-33-359	43	60-33-412	49
60-33-266	38	60-33-313	45	60-33-360	43	60-33-413	49
60-33-267	38	60-33-314	45	60-33-361	43	60-33-414	50
60-33-268	38	60-33-315	40	60-33-362	43	60-33-415	50
60-33-269	38	60-33-316	40	60-33-363	43	60-33-416	50
60-33-270	38	60-33-317	40	60-33-364	43	60-33-417	50
60-33-271	38	60-33-318	40	60-33-365	43	60-33-418	50
60-33-272	38	60-33-319	40	60-33-366	43	60-33-419	50
60-33-273	39	60-33-320	40	60-33-367	43	60-33-420	50
60-33-274	39	60-33-321	41	60-33-368	43	60-33-421	50
60-33-275	39	60-33-322	41	60-33-369	45	60-33-422	50
60-33-276	39	60-33-323	41	60-33-370	45	60-33-423	50
60-33-277	39	60-33-324	41	60-33-371	45	60-33-424	50
60-33-278	39	60-33-325	41	60-33-372	45	60-33-425	50
60-33-279	39	60-33-326	41	60-33-373	45	60-33-426	50
60-33-280	39	60-33-327	41	60-33-374	45	60-33-427	50
60-33-281	39	60-33-328	41	60-33-375	45	60-33-428	50
60-33-282	39	60-33-329	41	60-33-376	45	60-33-429	51
60-33-283	39	60-33-330	41	60-33-377	45	60-33-430	51
60-33-284	39	60-33-331	41	60-33-378	46	60-33-431	51
60-33-285	39	60-33-332	41	60-33-379	46	60-33-432	51
60-33-286	39	60-33-333	41	60-33-380	46	60-33-433	51
60-33-287	39	60-33-334	41	60-33-381	46	60-33-434	51
60-33-288	40	60-33-335	41	60-33-382	46	60-33-435	51
60-33-289	40	60-33-336	41	60-33-383	46	60-33-436	51
60-33-290	40	60-33-337	41	60-33-384	46	60-33-437	51
60-33-291	40	60-33-338	41	60-33-385	46	60-33-438	51
60-33-292	40	60-33-339	42	60-33-386	46	60-33-439	51
60-33-293	40	60-33-340	42	60-33-393	48	60-33-440	51
60-33-294	40	60-33-341	42	60-33-394	48	60-33-441	51
60-33-295	40	60-33-342	42	60-33-395	48	60-33-442	51
60-33-296	40	60-33-343	42	60-33-396	48	60-33-443	51
60-33-297	40	60-33-344	42	60-33-397	48	60-33-444	52
60-33-298	40	60-33-345	42	60-33-398	48	60-33-445	52
60-33-299	40	60-33-346	42	60-33-399	49	60-33-446	52
60-33-300	44	60-33-347	42	60-33-400	49	60-33-447	52
60-33-301	44	60-33-348	42	60-33-401	49	60-33-448	52
60-33-302	44	60-33-349	42	60-33-402	49	60-33-449	52
60-33-303	44	60-33-350	42	60-33-403	49	60-33-450	52
60-33-304	44	60-33-351	42	60-33-404	49	60-33-451	52

Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page	Art.-Nr. Art. No.	Seite Page
60-33-452	52	60-35-002	60	60-35-073	64	60-42-016	7
60-33-453	52	60-35-003	60	60-35-074	64	60-42-017	7
60-33-454	52	60-35-004	60	60-40-001	3	60-42-018	7
60-33-455	52	60-35-005	60	60-40-002	3	60-42-019	7
60-33-456	52	60-35-006	61	60-40-003	3	60-42-020	7
60-33-457	52	60-35-007	61	60-40-004	3	60-42-021	7
60-33-458	52	60-35-008	61	60-40-005	3	60-42-022	7
60-33-459	53	60-35-009	61	60-40-006	3	60-42-101	8
60-33-460	53	60-35-010	61	60-41-001	4	60-42-102	8
60-33-461	53	60-35-011	61	60-41-002	4	60-42-103	8
60-33-462	54	60-35-012	61	60-41-003	4	60-42-104	8
60-33-463	54	60-35-013	61	60-41-004	4	60-42-105	8
60-33-464	54	60-35-014	61	60-41-005	4	60-42-106	8
60-33-465	54	60-35-015	61	60-41-006	4	60-42-107	8
60-33-466	54	60-35-016	61	60-41-007	4	60-43-001	10
60-33-467	54	60-35-017	61	60-41-008	4	60-43-002	10
60-33-468	55	60-35-020	62	60-41-009	4	60-43-003	10
60-33-469	55	60-35-021	62	60-41-010	4	60-43-004	10
60-33-470	55	60-35-022	62	60-41-011	4	60-43-005	10
60-34-000	56	60-35-023	62	60-41-101	5	60-43-006	10
60-34-001	56	60-35-024	62	60-41-102	5	60-43-007	10
60-34-002	56	60-35-025	62	60-41-103	5	60-43-008	10
60-34-003	56	60-35-026	63	60-41-104	5	60-43-009	10
60-34-004	56	60-35-027	63	60-41-105	5	60-43-010	10
60-34-005	56	60-35-028	63	60-41-106	5	60-43-011	10
60-34-006	57	60-35-029	63	60-41-107	5	60-43-012	10
60-34-007	57	60-35-030	63	60-41-201	6	60-43-013	10
60-34-008	57	60-35-031	63	60-41-202	6	60-43-014	10
60-34-009	57	60-35-032	63	60-41-203	6	60-43-015	10
60-34-010	57	60-35-033	63	60-41-204	6	60-44-001	9
60-34-011	57	60-35-034	63	60-41-205	6	60-44-002	9
60-34-012	57	60-35-035	63	60-41-206	6	60-44-003	9
60-34-013	57	60-35-036	63	60-42-001	7	60-44-004	9
60-34-014	58	60-35-037	63	60-42-002	7	60-44-005	9
60-34-015	58	60-35-060	64	60-42-003	7	60-44-006	9
60-34-016	59	60-35-061	64	60-42-004	7	60-44-007	9
60-34-017	59	60-35-062	64	60-42-005	7		
60-34-018	58	60-35-063	64	60-42-006	7		
60-34-019	59	60-35-064	64	60-42-007	7		
60-34-020	59	60-35-065	64	60-42-008	7		
60-34-021	59	60-35-066	64	60-42-009	7		
60-34-022	59	60-35-067	64	60-42-010	7		
60-34-023	59	60-35-068	64	60-42-011	7		
60-34-024	59	60-35-069	64	60-42-012	7		
60-34-025	59	60-35-070	64	60-42-013	7		
60-35-000	60	60-35-071	64	60-42-014	7		
60-35-001	60	60-35-072	64	60-42-015	7		



**REBSTOCK®**  
Precision made in Germany



Rebstock Instruments GmbH  
In Weiheräcker 7  
D - 78589 Dürbheim / Tuttlingen  
Tel. + 49 74 24 - 67 34  
Fax. + 49 74 24 - 43 34  
info@rebstock.de  
www.rebstock.de